

Příloha č. 1 Rámcové dohody o koupi – Technická specifikace předmětu plnění

1) Lůžko resuscitační s antidekubitní matrací ARO

Obchodní název nabízeného plnění:		lůžko Multicare X, aktivní matrace Opticare X, stolek Eleganza Classic	
Specifikace:		Splňuje:	Dodavatel nabízí:
- lůžko splňuje normu ČSN EN 60601-2-52 nebo rovnocenné řešení		ANO ☒ / NE ☐	60601-2-52
- vnější rozměry lůžka max. 225 x 105 cm včetně ochranných koleček		ANO ☒ / NE ☐	215 x 105 cm
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg		ANO ☒ / NE ☐	250 kg
- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm		ANO ☒ / NE ☐	44 - 82 cm
- čtyřdílná ložná plocha – zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů		ANO ☒ / NE ☐	
- ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střížných sil při polohování		ANO ☒ / NE ☐	
- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm, pomocí elektromotoru		ANO ☒ / NE ☐	0 - 22 cm
- laterální náklon $\pm 30^\circ$ pomocí elektromotoru, s možností kontinuální automatické laterální terapie		ANO ☒ / NE ☐	+30°/-30°
- automatický vážící systém s grafickým znázorněním naměřených hodnot v čase		ANO ☒ / NE ☐	
- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 10° pomocí elektromotoru		ANO ☒ / NE ☐	TR 13°/ATR 16°
- ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, RTG kazeta pod ložnou plochou dobře dostupná ze strany lůžka		ANO ☒ / NE ☐	
- snímání C ramenem		ANO ☒ / NE ☐	
- mechanické spouštění zádového dílu (CPR)		ANO ☒ / NE ☐	
- odnímatelná čela, nožní se zámky proti samovolnému vytažení při transportu		ANO ☒ / NE ☐	
- integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici		ANO ☒ / NE ☐	
- výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45 cm a maximálně 48 cm nad ložnou plochou		ANO ☒ / NE ☐	45 cm
- sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha)		ANO ☒ / NE ☐	
- multifunkční dotykový ovládací panel oboustranně integrovaný na vnější straně postranice, možnost ovládání a zobrazení vážícího systému		ANO ☒ / NE ☐	

- v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování	ANO ☒ / NE ☐	
- nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení a laterální náklon lůžka	ANO ☒ / NE ☐	
- s ochranou proti nechtěnému polohování	ANO ☒ / NE ☐	
- kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm,	ANO ☒ / NE ☐	průměr 150 mm
- funkce pro minimalizaci rizika pádu pacienta z nezabrzdnutého lůžka, automatická brzda	ANO ☒ / NE ☐	
- elektrický pohon lůžka musí umožňovat transport (dvě rychlosti vpřed a jedna vzad) nebo plynulý rozsah rychlosti regulované velikostí tlaku aplikovaného na držadlo za podmínky, že lůžko musí umět jezdit vpřed i vzad. Pokud bude systém ovládání za pomoci citlivých senzorů umístěných v čele lůžka, které umožňují ovládat lůžko jednou rukou, je nutné, aby obě čela lůžka umožňovaly zavěšení příslušenství a ovladačů lůžka. Dojezd lůžka minimálně 3 km při jeho zatížení 250 kg.	ANO ☒ / NE ☐	3 režimy pohonu, z toho dvě rychlosti vpřed a jedna vzad. Dojezd lůžka splňuje 3 km při zatížení 250 kg.
- univerzální lišty a držáky na příslušenství po obou stranách lůžka	ANO ☒ / NE ☐	
- držáky na infuzní stojan a hrazdu	ANO ☒ / NE ☐	
- ochranná kolečka v rozích lůžka	ANO ☒ / NE ☐	
- zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	ANO ☒ / NE ☐	
- potenciálové propojení	ANO ☒ / NE ☐	
- konstrukce taková, aby byla možná v případě potřeby výměna ovladače patientského a sesterského i za přítomnosti pacienta na lůžku	ANO ☒ / NE ☐	
Příslušenství (součástí dodávky lůžka)		
- sada fixačních klínů pro laterální náklon	ANO ☒ / NE ☐	
- držák hadic ventilátoru pro laterální náklon	ANO ☒ / NE ☐	
- držák kyslíkové lahve	ANO ☒ / NE ☐	
- hrazda s madlem	ANO ☒ / NE ☐	
- 2 ks infuzní stojan	ANO ☒ / NE ☐	2 ks infuzního stojanu ke každému lůžku
- polička na psaní	ANO ☒ / NE ☐	
- držák močové lahve	ANO ☒ / NE ☐	
- integrovaná aktivní antidekubitní matrace pro léčbu až 4. stupně dekubitu se systémem trvale nízkého tlaku pro velmi vysoké riziko dekubitů	ANO ☒ / NE ☐	
- kompresor nepřesahuje půdorys lůžka (integrován)	ANO ☒ / NE ☐	
- ovládání matrace z ovladače lůžka	ANO ☒ / NE ☐	
- mód konstantně nízkého tlaku, mód maximálního nafouknutí, spací mód, transportní mód	ANO ☒ / NE ☐	
- automatické přepnutí z max. módu max. po 30 min.	ANO ☒ / NE ☐	30 min.

- provzdušnění povrchu matrace pro udržení nízké vlhkosti	ANO ☒ / NE ☐	
- nosnost 250 kg	ANO ☒ / NE ☐	250 kg
Noční stolek pojízdný (součástí dodávky lůžka)		
- oboustranně přístupný patientský stolek	ANO ☒ / NE ☐	
- korpus kovový, lakovaný	ANO ☒ / NE ☐	
- integrovaná, výškově stavitelná jídelní deska pomocí posilovací pružiny	ANO ☒ / NE ☐	
- jídelní deska umožňuje náklon	ANO ☒ / NE ☐	
- zásuvky: lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky	ANO ☒ / NE ☐	
- malá horní zásuvka	ANO ☒ / NE ☐	
- velká spodní skříňka s držákem na 3 PET lahve (1,5l), nebo velká spodní skříňka bez držáku, ale s prostorem pro uložení 3 PET lahví (1,5l)	ANO ☒ / NE ☐	velká spodní skříňka bez držáku, s prostorem pro uložení 3 PET lahví (1,5 l)
- odkládací plocha mezi oběma zásuvkami (nika)	ANO ☒ / NE ☐	
- kolečka dvojitá velikosti min. 70 mm z toho min. dvě brzditelná	ANO ☒ / NE ☐	dvojitá kolečka s průměrem 75 mm, z toho 2 brzditelná

2) Lůžko intenzivní s antidekubitní matrací INT JIP

Obchodní název nabízeného plnění:	lůžko Eleganza 4, pasivní matrace Viskomatt 30, aktivní matrace Virtuoso 300, stolek Eleganza Classic	
Specifikace:	Splňuje:	Dodavatel nabízí:
- lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52 nebo rovnocenné řešení	ANO ☒ / NE ☐	60601-2-52
- vnější rozměr lůžka max. 100 x 220 cm včetně ochranných koleček	ANO ☒ / NE ☐	100 x 217,5 cm
- rozměr ložné plochy min. 90 x 205 cm	ANO ☒ / NE ☐	90 x 208 cm
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg	ANO ☒ / NE ☐	250 kg
- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm	ANO ☒ / NE ☐	41 - 79 cm
- čtyřdílná ložná plocha – zádivý, stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů	ANO ☒ / NE ☐	
- ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střížných sil při polohování	ANO ☒ / NE ☐	

- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm	ANO ☒ / NE ☐	11 cm, 22 cm
- vážicí systém s možností uložení do paměti	ANO ☒ / NE ☐	
- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru	ANO ☒ / NE ☐	TR 14°/ ATR 14°
- mechanické spouštění zádového dílu (CPR)	ANO ☒ / NE ☐	
- odnímatelná, celoplastová čela, se zámkem proti samovolnému vytažení při transportu	ANO ☒ / NE ☐	
- integrované dělené sklopné plastové postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění s funkcí tlumeného spuštění (soft-drop). Postranice buď dělené celkem po délce celé ložné plochy, nebo dělené celkem na 2/3 lůžka s třetím dodatečným dílem postranice s pojistkou proti nechtěnému spuštění nebo odejmutí na obě strany lůžka	ANO ☒ / NE ☐	postranice dělené celkem na 2/3 lůžka s třetím dodatečným dílem postranice s pojistkou proti nechtěnému spuštění
- výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45 cm a maximálně 48 cm nad ložnou plochou	ANO ☒ / NE ☐	45 cm
- postranice s možností opuštění lůžka bez volání personálu (krátká hlavová, střední postranice zajišťující bezpečí pacienta)	ANO ☒ / NE ☐	
- sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokáce jednotlivých funkcí a s důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, ortopnoické křeslo, Trendelenburgova poloha)	ANO ☒ / NE ☐	
- v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování	ANO ☒ / NE ☐	
- multifunkční ovládací panel integrovaný na vnější straně postranice, možnost zobrazení vážicího systému	ANO ☒ / NE ☐	
- kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm,	ANO ☒ / NE ☐	průměr koleček 150 mm
- automatická brzda (lůžko se zabrzdí po připojení do el. sítě)	ANO ☒ / NE ☐	
- univerzální lišty a držáky na příslušenství	ANO ☒ / NE ☐	
- držáky na infuzní stojan a hrazdu a extence	ANO ☒ / NE ☐	
- ochranná kolečka v rozích lůžka	ANO ☒ / NE ☐	
- zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	ANO ☒ / NE ☐	
- alarm nebezpečného pohybu pacienta na lůžku (alarm je aktivován přenesením váhy pacienta na postranice nebo do oblasti čel lůžka) prevence pádů	ANO ☒ / NE ☐	
- čidla detekující předmět nebo části těla mezi ložnou plochou a podvozkem lůžka zamezující skřípnutí při polohování	ANO ☒ / NE ☐	
- potenciálové propojení	ANO ☒ / NE ☐	

- konstrukce taková, aby byla možná v případě potřeby výměna ovladače patientského a sesterského i za přítomnosti pacienta na lůžku	ANO ☒ / NE ☐	
Příslušenství (součástí dodávky lůžka)		
- 2 ks infuzní stojan	ANO ☒ / NE ☐	
- hrazda + madlo navíjecí	ANO ☒ / NE ☐	
- držák kyslíkové lahve	ANO ☒ / NE ☐	
- polička na psaní	ANO ☒ / NE ☐	
- držák močové lahve	ANO ☒ / NE ☐	
Matrace pasivní (součástí dodávky lůžka)		
- preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví	ANO ☒ / NE ☐	
- matrace musí být vhodná pro pacienty až 4. stupně rizika vzniku dekubitů	ANO ☒ / NE ☐	
- matrace musí být vyrobena min. ze dvou typů pěn o různých vlastnostech	ANO ☒ / NE ☐	
- horní vrstva musí být vyrobena z viscoelastické pěny hustoty min. 85 kg/m ³ tloušťky min. 5 cm	ANO ☒ / NE ☐	hustota 85 kg/m ³ , tloušťka 5 cm
- spodní vrstva vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 30 kg/m ³	ANO ☒ / NE ☐	hustota 33 kg/m ³
- po stranách musí být matrace vyztužena polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m ³	ANO ☒ / NE ☐	hustota 50 kg/m ³
- nehořlavost pěn min. CRIB 5	ANO ☒ / NE ☐	CRIB 5
- s pratelným, voděodolným potahem	ANO ☒ / NE ☐	
- potah ze svařovaných spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu	ANO ☒ / NE ☐	
- nehořlavost potahu min. CRIB 5	ANO ☒ / NE ☐	CRIB 5
- zip musí být umístěn minimálně na dvou sousedních stranách matrace krytý lemem proti zatečení	ANO ☒ / NE ☐	
- výška matrace min. 14 cm	ANO ☒ / NE ☐	14 cm
Matrace aktivní (součástí dodávky lůžka)		
- matrace vhodná pro léčbu až 4. stupně dekubitu	ANO ☒ / NE ☐	
- pulzní systém 3:1 se řízenou pulzací, změny tlaků v celách max. po 3 minutách	ANO ☒ / NE ☐	změny tlaků v celách po 3 minutách
- Min. 4 cely v oblasti hlavy a pat individuálně nastavitelné do režimů: pulzující (alternující), statický, vyfouknutý	ANO ☒ / NE ☐	4 cely v oblasti hlavy a pat, režimy pulzující, statický, vyfouknutý
- plně automatický režim bez nutnosti manuálního nastavení tlaku dle váhy pacienta	ANO ☒ / NE ☐	
- automatická lineární regulace tlaku v pánevní části při polohávání lůžku min. od 15° - 45°	ANO ☒ / NE ☐	11° - 46°

- provzdušnění povrchu matrace pro udržení nízké vlhkosti min. 5 l vzduchu za minutu	ANO ☒ / NE ☐	
- uspořádání cel do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování	ANO ☒ / NE ☐	
- vodotěsný, snímatelný, paropropustný povlak, rozepínatelný ze čtyř stran	ANO ☒ / NE ☐	
- integrované popruhy sloužící k připevnění k rámu postele	ANO ☒ / NE ☐	
- nosnost minimálně 250 kg	ANO ☒ / NE ☐	254 kg
- rozměr matrace vhodný pro ložnou plochu lůžka 200 x 90 cm	ANO ☒ / NE ☐	200 x 90 cm
- při poškození matrace možnost opravy svépomocí, zalepením pomocí opravného kitu	ANO ☒ / NE ☐	
Noční stolek pojízdný (součástí dodávky lůžka)		
- oboustranně přístupný patientský stolek	ANO ☒ / NE ☐	
- korpus kovový, lakovaný	ANO ☒ / NE ☐	
- integrovaná, výškově stavitelná jídelní deska pomocí posilovací pružiny	ANO ☒ / NE ☐	
- jídelní deska umožňuje náklon	ANO ☒ / NE ☐	
- zásuvky: lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky	ANO ☒ / NE ☐	
- malá horní zásuvka	ANO ☒ / NE ☐	
- velká spodní skříňka s držákem na 3 PET lahve (1.5 l)	ANO ☒ / NE ☐	
- odkládací plocha mezi oběma zásuvkami (nika)	ANO ☒ / NE ☐	
- kolečka dvojitá velikosti min. 70 mm z toho min. dvě brzditelná	ANO ☒ / NE ☐	dvojitá kolečka, průměr 75 mm, 2 brzditelná

3) Lůžko standardní s antidekubitní matrací INT, ARIM

Obchodní název nabízeného plnění:	lůžko Essenza 300, pasivní matrace ViskoMatt 30, aktivní matrace Virtuoso 200, stolek Eleganza Classic	
Specifikace:	Splňuje:	Dodavatel nabízí:
- lůžko souladu s platnou normou ČSN 60601-2-52 nebo rovnocenné řešení	ANO ☒ / NE ☐	60601-2-52
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg	ANO ☒ / NE ☐	300 kg

- maximální vnější rozměr lůžka 100 x 225 cm včetně ochranných koleček	ANO ☒ / NE ☐	99,5 x 220 cm
- minimální rozměr ložné plochy 90 x 220 cm	ANO ☒ / NE ☐	90 x 220 cm
- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 30-75 cm	ANO ☒ / NE ☐	28 - 78 cm
- čtyřdílná ložná plocha – zádový, stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů	ANO ☒ / NE ☐	
- automatické zastavení náklonu zádového dílu ve 30°	ANO ☒ / NE ☐	ve 30°
- ložná plocha se systémem minimalizace tlakových a střižných sil při polohování	ANO ☒ / NE ☐	
- ložná plocha tvořená odnímatelnými plastovými díly pro snadnější desinfekci	ANO ☒ / NE ☐	
- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm,	ANO ☒ / NE ☐	20 cm, 30 cm
- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru	ANO ☒ / NE ☐	TR 15°/ ATR 15°
- snadno dostupné mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR)	ANO ☒ / NE ☐	
- odnímatelná čela, celoplastová, se zámkami proti samovolnému vytažení při transportu	ANO ☒ / NE ☐	
- integrované dělené sklopné (s tlumením) plastové postranice, celkem po délce celé ložné plochy (ne pouze 2/3), s ochranou proti nechtěnému spuštění a dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem	ANO ☒ / NE ☐	
- výška postranic nad ložnou plochu min. 36 cm a max. 42 cm pro bezpečí pacientů a ergonomickou práci ošetřujícího personálu	ANO ☒ / NE ☐	42 cm
- sesterský ovládací panel, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha)	ANO ☒ / NE ☐	
- v postranicích integrované ovladače lůžka	ANO ☒ / NE ☐	
- integrované nožní ovladače z obou stran lůžka pro výškové nastavení ložné plochy	ANO ☒ / NE ☐	
- patientský ovladač s integrovanou svítlnou	ANO ☒ / NE ☐	
- kolečka s centrálním ovládáním brzd (4 brzdové páky), průměr minimálně 150 mm	ANO ☒ / NE ☐	průměr koleček 150 mm
- 5. kolečko pro snadnější manipulaci s lůžkem	ANO ☒ / NE ☐	5. kolečko
- univerzální lišty a držáky na příslušenství	ANO ☒ / NE ☐	
- držáky na infuzní stojan a hrazdu	ANO ☒ / NE ☐	
- ochranná kolečka v rozích lůžka	ANO ☒ / NE ☐	
- zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	ANO ☒ / NE ☐	
- potenciálové propojení	ANO ☒ / NE ☐	
- noční podsvětlení lůžka	ANO ☒ / NE ☐	
- konstrukce taková, aby byla možná v případě potřeby výměna ovladače patientského a sesterského i za přítomnosti pacienta na lůžku	ANO ☒ / NE ☐	

Příslušenství (součástí dodávky lůžka)		
- infuzní stojan	ANO ☒ / NE ☐	
- hrazda s madlem	ANO ☒ / NE ☐	
Matrace pasivní (součástí dodávky lůžka)		
- preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví	ANO ☒ / NE ☐	
- matrace musí být vhodná pro pacienty až 4. stupně rizika vzniku dekubitů	ANO ☒ / NE ☐	
- matrace musí být vyrobena min. ze dvou typů pěn o různých vlastnostech	ANO ☒ / NE ☐	
- horní vrstva musí být vyrobena z viscoelastické pěny hustoty min. 85 kg/m ³ tloušťky min. 5 cm	ANO ☒ / NE ☐	hustota 85 kg/m ³ , tloušťka 5 cm
- spodní vrstva vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 30 kg/m ³	ANO ☒ / NE ☐	hustota 33 kg/m ³
- po stranách musí být matrace vyztužena polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m ³	ANO ☒ / NE ☐	hustota 50 kg/m ³
- nehořlavost pěn min. CRIB 5	ANO ☒ / NE ☐	CRIB 5
- s pratelným, voděodolným potahem	ANO ☒ / NE ☐	
- potah ze svařovaných spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu	ANO ☒ / NE ☐	
- nehořlavost potahu min. CRIB 5	ANO ☒ / NE ☐	CRIB 5
- zip musí být umístěn minimálně na dvou sousedních stranách matrace krytý lemem proti zatečení	ANO ☒ / NE ☐	
- výška matrace min. 14 cm	ANO ☒ / NE ☐	14 cm
Matrace aktivní (součástí dodávky lůžka)		
- matrace vhodná pro léčbu až 4. stupně dekubitu	ANO ☒ / NE ☐	
- pulzní systém 3:1 se řízenou pulzací, změny tlaků v celách max. po 3 minutách	ANO ☒ / NE ☐	změna tlaků po 3 minutách
- dvě na sobě nezávislé alternující vrstvy matrace	ANO ☒ / NE ☐	
- plně automatický režim bez nutnosti manuálního nastavení tlaku dle váhy pacienta	ANO ☒ / NE ☐	
- automatická lineární regulace tlaku v pánevní části při polohování lůžku min. od 15° - 45°	ANO ☒ / NE ☐	11° - 46°
- provzdušnění povrchu matrace pro udržení nízké vlhkosti min. 5 l vzduchu za minutu	ANO ☒ / NE ☐	
- uspořádání cel do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování	ANO ☒ / NE ☐	
- režim nízkého tlaku automaticky optimalizuje tlak v matraci bez ohledu na polohu pacienta	ANO ☒ / NE ☐	
- vodotěsný, snímatelný, paropropustný povlak, rozepínatelný ze čtyř stran	ANO ☒ / NE ☐	
- integrované popruhy sloužící k připevnění k rámu postele	ANO ☒ / NE ☐	
- nosnost minimálně 210 kg	ANO ☒ / NE ☐	210 kg
- rozměr matrace vhodný pro ložnou plochu lůžka 200 x	ANO ☒ / NE ☐	200 x 90 cm

90 cm		
- při poškození matrace možnost opravy svépomocí, zalepením pomocí opravného kitu	ANO ☒ / NE ☐	
Noční stolek pojízdný (součástí dodávky lůžka)		
- oboustranně přístupný patientský stolek	ANO ☒ / NE ☐	
- korpus kovový, lakovaný	ANO ☒ / NE ☐	
- integrovaná, výškově stavitelná jídelní deska pomocí posilovací pružiny	ANO ☒ / NE ☐	
- jídelní deska umožňuje náklon	ANO ☒ / NE ☐	
- zásuvky: lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky	ANO ☒ / NE ☐	
- malá horní zásuvka	ANO ☒ / NE ☐	
- velká spodní skříňka s držákem na 3 PET lahve (1.5 l)	ANO ☒ / NE ☐	
- odkládací plocha mezi oběma zásuvkami (nika)	ANO ☒ / NE ☐	
- kolečka dvojitá velikosti min. 70 mm z toho min. dvě brzditelná	ANO ☒ / NE ☐	průměr dvojitých koleček 75 mm, 2 brzditelná

4) Lůžko standardní bez antidekubitní matrace INT, GYN

Obchodní název nabízeného plnění:	lůžko Essenza 300, pasivní matrace ViskoMatt 30, stolek Eleganza Classic	
Specifikace:	Splňuje:	Dodavatel nabízí:
- lůžko v souladu s platnou normu ČSN 60601-2-52 nebo rovnocenné řešení	ANO ☒ / NE ☐	60601-2-52
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg	ANO ☒ / NE ☐	300 kg
- maximální vnější rozměr lůžka 100 x 225 cm včetně ochranných koleček	ANO ☒ / NE ☐	99,5 x 220 cm
- minimální rozměr ložné plochy 90 x 220 cm	ANO ☒ / NE ☐	90 x 220 cm
- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 30-75 cm	ANO ☒ / NE ☐	28 - 78 cm
- čtyřdílná ložná plocha – zádový, stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů	ANO ☒ / NE ☐	
- automatické zastavení náklonu zádového dílu ve 30°	ANO ☒ / NE ☐	ve 30°
- ložná plocha se systémem minimalizace tlakových a střížných sil při polohování	ANO ☒ / NE ☐	
- ložná plocha tvořená odnímatelnými plastovými díly pro snadnější desinfekci	ANO ☒ / NE ☐	
- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm,	ANO ☒ / NE ☐	20 cm, 30 cm
- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru	ANO ☒ / NE ☐	TR 15°/ATR 15°

- snadno dostupné mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR)	ANO ☒ / NE ☐	
- odnímatelná čela, celoplastová, se zámký proti samovolnému vytažení při transportu	ANO ☒ / NE ☐	
- integrované dělené sklopné (s tlumením) plastové postranice, celkem po délce celé ložné plochy (ne pouze 2/3), s ochranou proti nechtěnému spuštění a dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem	ANO ☒ / NE ☐	
- výška postranic nad ložnou plochu min. 36 cm a max. 42 cm pro bezpečí pacientů a ergonomickou práci ošetřujícího personálu	ANO ☒ / NE ☐	42 cm
- sesterský ovládací panel, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha)	ANO ☒ / NE ☐	
- v postranicích integrované ovladače lůžka	ANO ☒ / NE ☐	
- integrované nožní ovladače z obou stran lůžka pro výškové nastavení ložné plochy	ANO ☒ / NE ☐	
- patientský ovladač s integrovanou svítílnou	ANO ☒ / NE ☐	
- kolečka s centrálním ovládáním brzd (4 brzdové páky), průměr minimálně 150 mm	ANO ☒ / NE ☐	průměr koleček 150 mm
- 5. kolečko pro snadnější manipulaci s lůžkem	ANO ☒ / NE ☐	5. kolečko
- univerzální lišty a držáky na příslušenství	ANO ☒ / NE ☐	
- držáky na infuzní stojan a hrazdu	ANO ☒ / NE ☐	
- ochranná kolečka v rozích lůžka	ANO ☒ / NE ☐	
- zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	ANO ☒ / NE ☐	
- potenciálové propojení	ANO ☒ / NE ☐	
- noční podsvětlení lůžka	ANO ☒ / NE ☐	
- konstrukce taková, aby byla možná v případě potřeby výměna ovladače patientského a sesterského i za přítomnosti pacienta na lůžku	ANO ☒ / NE ☐	
Příslušenství (součástí dodávky lůžka)		
- infuzní stojan	ANO ☒ / NE ☐	
- hrazda s madlem	ANO ☒ / NE ☐	
Matrace pasivní (součástí dodávky lůžka)		
- preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví	ANO ☒ / NE ☐	
- matrace musí být vhodná pro pacienty až 4. stupně rizika vzniku dekubitů	ANO ☒ / NE ☐	
- matrace musí být vyrobena min. ze dvou typů pěn o různých vlastnostech	ANO ☒ / NE ☐	
- horní vrstva musí být vyrobena z viscoelastické pěny hustoty min. 85 kg/m ³ tloušťky min. 5 cm	ANO ☒ / NE ☐	hustota 85 kg/m ³ , tloušťka 5 cm
- spodní vrstva vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 30 kg/m ³	ANO ☒ / NE ☐	hustota 33 kg/m ³

- po stranách musí být matrace vyztužena polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m ³	ANO ☒ / NE ☐	hustota 50 kg/m ³
- nehořlavost pěn min. CRIB 5	ANO ☒ / NE ☐	CRIB 5
- s pratelným, voděodolným potahem	ANO ☒ / NE ☐	
- potah ze svařovaných spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu	ANO ☒ / NE ☐	
- nehořlavost potahu min. CRIB 5	ANO ☒ / NE ☐	CRIB 5
- zip musí být umístěn minimálně na dvou sousedních stranách matrace krytý lemem proti zatečení	ANO ☒ / NE ☐	
- výška matrace min. 14 cm	ANO ☒ / NE ☐	14 cm
Noční stolek pojízdný (součástí dodávky lůžka)		
- oboustranně přístupný patientský stolek	ANO ☒ / NE ☐	
- korpus kovový, lakovaný	ANO ☒ / NE ☐	
- integrovaná, výškově stavitelná jídelní deska pomocí posilovací pružiny	ANO ☒ / NE ☐	
- jídelní deska umožňuje náklon	ANO ☒ / NE ☐	
- zásuvky: lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky	ANO ☒ / NE ☐	
- malá horní zásuvka	ANO ☒ / NE ☐	
- velká spodní skříňka s držákem na 3 PET lahve (1.5 l)	ANO ☒ / NE ☐	
- odkládací plocha mezi oběma zásuvkami (nika)	ANO ☒ / NE ☐	
- kolečka dvojitá velikosti min. 70 mm z toho min. dvě brzditelná	ANO ☒ / NE ☐	průměr dvojitých koleček 75 mm, 2 brzditelná

5) Lůžko standardní s antidekubitní matrací CHIR

Obchodní název nabízeného plnění:	lůžko Essenza 300, pasivní matrace ViskoMatt 30, aktivní matrace Virtusoso 200, stolek Eleganza Classic	
Specifikace:	Splňuje:	Dodavatel nabízí:
- lůžko souladu s platnou normou ČSN 60601-2-52 nebo rovnocenné řešení	ANO ☒ / NE ☐	60601-2-52
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg	ANO ☒ / NE ☐	300 kg
- maximální vnější rozměr lůžka 100 x 225 cm včetně ochranných koleček	ANO ☒ / NE ☐	99,5 x 220 cm
- minimální rozměr ložné plochy 90 x 220 cm	ANO ☒ / NE ☐	90 x 220 cm
- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 30-75 cm	ANO ☒ / NE ☐	28 - 78 cm
- čtyřdílná ložná plocha – zádový, stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů	ANO ☒ / NE ☐	
- automatické zastavení náklonu zádového dílu ve 30°	ANO ☒ / NE ☐	ve 30°

- ložná plocha se systémem minimalizace tlakových a střízných sil při polohování	ANO ☒ / NE ☐	
- ložná plocha tvořená odnímatelnými plastovými díly pro snadnější desinfekci	ANO ☒ / NE ☐	
- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm,	ANO ☒ / NE ☐	20 cm, 30 cm
- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru	ANO ☒ / NE ☐	TR 15°/ATR 15°
- snadno dostupné mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR)	ANO ☒ / NE ☐	
- odnímatelná čela, celoplastová, se zámkami proti samovolnému vytažení při transportu	ANO ☒ / NE ☐	
- integrované dělené sklopné (s tlumením) plastové postranice, celkem po délce celé ložné plochy (ne pouze 2/3), s ochranou proti nechtěnému spuštění a dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem	ANO ☒ / NE ☐	
- výška postranic nad ložnou plochu min. 36 cm a max. 42 cm pro bezpečí pacientů a ergonomickou práci ošetřujícího personálu	ANO ☒ / NE ☐	42 cm
- sesterský ovládací panel, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha)	ANO ☒ / NE ☐	
- v postranicích integrované ovladače lůžka	ANO ☒ / NE ☐	
- integrované nožní ovladače z obou stran lůžka pro výškové nastavení ložné plochy	ANO ☒ / NE ☐	
- patientský ovladač s integrovanou svítílnou	ANO ☒ / NE ☐	
- kolečka s centrálním ovládáním brzd (4 brzdové páky), průměr minimálně 150 mm	ANO ☒ / NE ☐	průměr koleček 150 mm
- 5. kolečko pro snadnější manipulaci s lůžkem	ANO ☒ / NE ☐	5. kolečko
- univerzální lišty a držáky na příslušenství	ANO ☒ / NE ☐	
- držáky na infuzní stojan a hrazdu	ANO ☒ / NE ☐	
- ochranná kolečka v rozích lůžka	ANO ☒ / NE ☐	
- zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	ANO ☒ / NE ☐	
- potenciálové propojení	ANO ☒ / NE ☐	
- noční podsvětlení lůžka	ANO ☒ / NE ☐	
- konstrukce taková, aby byla možná v případě potřeby výměna ovladače patientského a sesterského i za přítomnosti pacienta na lůžku	ANO ☒ / NE ☐	
Příslušenství (součástí dodávky lůžka)		
- infuzní stojan	ANO ☒ / NE ☐	
- hrazda s madlem	ANO ☒ / NE ☐	
Matrace pasivní (součástí dodávky lůžka)		
- preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví	ANO ☒ / NE ☐	
- matrace musí být vhodná pro pacienty až 4. stupně	ANO ☒ / NE ☐	

rizika vzniku dekubitů		
- matrace musí být vyrobena min. ze dvou typů pěn o různých vlastnostech	ANO ☒ / NE ☐	
- horní vrstva musí být vyrobena z viscoelastické pěny hustoty min. 85 kg/m ³ tloušťky min. 5 cm	ANO ☒ / NE ☐	hustota 85 kg/m ³ , tloušťka 5 cm
- spodní vrstva vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 30 kg/m ³	ANO ☒ / NE ☐	hustota 33 kg/m ³
- po stranách musí být matrace vyztužena polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m ³	ANO ☒ / NE ☐	hustota 50 kg/m ³
- nehořlavost pěn min. CRIB 5	ANO ☒ / NE ☐	CRIB 5
- s pratelným, voděodolným potahem	ANO ☒ / NE ☐	
- potah ze svařovaných spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu	ANO ☒ / NE ☐	
- nehořlavost potahu min. CRIB 5	ANO ☒ / NE ☐	CRIB 5
- zip musí být umístěn minimálně na dvou sousedních stranách matrace krytý lemem proti zatečení	ANO ☒ / NE ☐	
- výška matrace min. 14 cm	ANO ☒ / NE ☐	14 cm
Matrace aktivní (součástí dodávky lůžka)		
- matrace vhodná pro léčbu až 4. stupně dekubitu	ANO ☒ / NE ☐	
- pulzní systém 3:1 se řízenou pulzací, změny tlaků v celách max. po 3 minutách	ANO ☒ / NE ☐	změna tlaků po 3 minutách
- dvě na sobě nezávislé alternující vrstvy matrace	ANO ☒ / NE ☐	
- plně automatický režim bez nutnosti manuálního nastavení tlaku dle váhy pacienta	ANO ☒ / NE ☐	
- automatická lineární regulace tlaku v pánevní části při polohávání lůžku min. od 15° - 45°	ANO ☒ / NE ☐	11° - 46°
- provzdušnění povrchu matrace pro udržení nízké vlhkosti min. 5 l vzduchu za minutu	ANO ☒ / NE ☐	
- uspořádání cel do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování	ANO ☒ / NE ☐	
- režim nízkého tlaku automaticky optimalizuje tlak v matraci bez ohledu na polohu pacienta	ANO ☒ / NE ☐	
- vodotěsný, snímatelný, paropropustný povlak, rozepínatelný ze čtyř stran	ANO ☒ / NE ☐	
- integrované popruhy sloužící k připevnění k rámu postele	ANO ☒ / NE ☐	
- nosnost minimálně 210 kg	ANO ☒ / NE ☐	210 kg
- rozměr matrace vhodný pro ložnou plochu lůžka 200 x 90 cm	ANO ☒ / NE ☐	200 x 90 cm
- při poškození matrace možnost opravy svépomocí, zalepením pomocí opravného kitu	ANO ☒ / NE ☐	
Noční stolek pojízdný (součástí dodávky lůžka)		
- oboustranně přístupný patientský stolek	ANO ☒ / NE ☐	
- korpus kovový, lakovaný	ANO ☒ / NE ☐	
- integrovaná, výškově stavitelná jídelní deska pomocí	ANO ☒ / NE ☐	

posilovací pružiny		
- jídelní deska umožňuje náklon	ANO ☒ / NE ☐	
- zásuvky: lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky	ANO ☒ / NE ☐	
- malá horní zásuvka	ANO ☒ / NE ☐	
- velká spodní skříňka s držákem na 3 PET lahve (1.5 l)	ANO ☒ / NE ☐	
- odkládací plocha mezi oběma zásuvkami (nika)	ANO ☒ / NE ☐	
- kolečka dvojitá velikosti min. 70 mm z toho min. dvě brzditelná	ANO ☒ / NE ☐	dvojitá kolečka o průměru 75 mm, 2 brzditelná
- uzamykatelný	ANO ☒ / NE ☐	

6) Lůžko standardní bez antidekubitní matrace CHIR

Obchodní název nabízeného plnění:	lůžko Essenza 300, pasivní matrace Viskomatt 30, stolek Eleganza Classic	
Specifikace:	Splňuje:	Dodavatel nabízí:
- lůžko v souladu s platnou normu ČSN 60601-2-52 nebo rovnocenné řešení	ANO ☒ / NE ☐	60601-2-52
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg	ANO ☒ / NE ☐	300 kg
- maximální vnější rozměr lůžka 100 x 225 cm včetně ochranných koleček	ANO ☒ / NE ☐	99,5 x 220 cm
- minimální rozměr ložné plochy 90 x 220 cm	ANO ☒ / NE ☐	90 x 220 cm
- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 30-75 cm	ANO ☒ / NE ☐	28 - 78 cm
- čtyřdílná ložná plocha – zádový, stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů	ANO ☒ / NE ☐	
- automatické zastavení náklonu zádového dílu ve 30°	ANO ☒ / NE ☐	ve 30°
- ložná plocha se systémem minimalizace tlakových a střizných sil při polohování	ANO ☒ / NE ☐	
- ložná plocha tvořená odnímatelnými plastovými díly pro snadnější desinfekci	ANO ☒ / NE ☐	
- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm,	ANO ☒ / NE ☐	20 cm, 30 cm
- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru	ANO ☒ / NE ☐	TR 15°/ ATR 15°
- snadno dostupné mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR)	ANO ☒ / NE ☐	
- odnímatelná čela, celoplastová, se zámkami proti samovolnému vytažení při transportu	ANO ☒ / NE ☐	
- integrované dělené sklopné (s tlumením) plastové postranice, celkem po délce celé ložné plochy (ne pouze 2/3), s ochranou proti nechtěnému spuštění a dostatečnou ochranou pacienta před pádem či	ANO ☒ / NE ☐	

zaklíněním dle platných norem		
- výška postranic nad ložnou plochu min. 36 cm a max. 42 cm pro bezpečí pacientů a ergonomickou práci ošetřujícího personálu	ANO ☒ / NE ☐	42 cm
- sesterský ovládací panel, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha)	ANO ☒ / NE ☐	
- v postranicích integrované ovladače lůžka	ANO ☒ / NE ☐	
- integrované nožní ovladače z obou stran lůžka pro výškové nastavení ložné plochy	ANO ☒ / NE ☐	
- patientský ovladač s integrovanou svítlnou	ANO ☒ / NE ☐	
- kolečka s centrálním ovládáním brzd (4 brzdové páky), průměr minimálně 150 mm	ANO ☒ / NE ☐	průměr koleček 150 mm, 4 brzdové páky
- 5. kolečko pro snadnější manipulaci s lůžkem	ANO ☒ / NE ☐	5. kolečko
- univerzální lišty a držáky na příslušenství	ANO ☒ / NE ☐	
- držáky na infúzní stojan a hrazdu	ANO ☒ / NE ☐	
- ochranná kolečka v rozích lůžka	ANO ☒ / NE ☐	
- zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	ANO ☒ / NE ☐	
- potenciálové propojení	ANO ☒ / NE ☐	
- noční podsvětlení lůžka	ANO ☒ / NE ☐	
- konstrukce taková, aby byla možná v případě potřeby výměna ovladače patientského a sesterského i za přítomnosti pacienta na lůžku	ANO ☒ / NE ☐	
Příslušenství (součástí dodávky lůžka)		
- infúzní stojan	ANO ☒ / NE ☐	
- hrazda s madlem	ANO ☒ / NE ☐	
Matrace pasivní (součástí dodávky lůžka)		
- preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví	ANO ☒ / NE ☐	
- matrace musí být vhodná pro pacienty až 4. stupně rizika vzniku dekubitů	ANO ☒ / NE ☐	
- matrace musí být vyrobena min. ze dvou typů pěn o různých vlastnostech	ANO ☒ / NE ☐	
- horní vrstva musí být vyrobena z viscoelastické pěny hustoty min. 85 kg/m ³ tloušťky min. 5 cm	ANO ☒ / NE ☐	hustota 85 Kg/m ³ , tloušťka 5 cm
- spodní vrstva vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 30 kg/m ³	ANO ☒ / NE ☐	hustota 33 kg/m ³
- po stranách musí být matrace vyztužena polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m ³	ANO ☒ / NE ☐	hustota 50 kg/m ³
- nehořlavost pěn min. CRIB 5	ANO ☒ / NE ☐	CRIB 5
- s pratelným, voděodolným potahem	ANO ☒ / NE ☐	
- potah ze svařovaných spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu	ANO ☒ / NE ☐	

- nehořlavost potahu min. CRIB 5	ANO ☒ / NE ☐	CRIB 5
- zip musí být umístěn minimálně na dvou sousedních stranách matrace krytý lemem proti zatečení	ANO ☒ / NE ☐	
- výška matrace min. 14 cm	ANO ☒ / NE ☐	14 cm
Noční stolek pojízdný (součástí dodávky lůžka)		
- oboustranně přístupný patientský stolek	ANO ☒ / NE ☐	
- korpus kovový, lakovaný	ANO ☒ / NE ☐	
- integrovaná, výškově stavitelná jídelní deska pomocí posilovací pružiny	ANO ☒ / NE ☐	
- jídelní deska umožňuje náklon	ANO ☒ / NE ☐	
- zásuvky: lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky	ANO ☒ / NE ☐	
- malá horní zásuvka	ANO ☒ / NE ☐	
- velká spodní skříňka s držákem na 3 PET lahve (1.5 l)	ANO ☒ / NE ☐	
- odkládací plocha mezi oběma zásuvkami (nika)	ANO ☒ / NE ☐	
- kolečka dvojitá velikosti min. 70 mm z toho min. dvě brzditelná	ANO ☒ / NE ☐	průměr koleček 75 mm, 2 brzditelná
- uzamykatelný	ANO ☒ / NE ☐	

7) Lůžko standardní bez antidekubitní matrace Šestinedělí

Obchodní název nabízeného plnění:	lůžko Eleganza 1, pasivní matrace ViskoMatt 30, stolek Eleganza Classic	
Specifikace:	Splňuje:	Dodavatel nabízí:
- lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 nebo rovnocenné řešení	ANO ☒ / NE ☐	60601-2-52
- vnější rozměr lůžka maximálně 220 x 100 cm včetně ochranných koleček	ANO ☒ / NE ☐	218 x 99,5 cm
- rozměr ložné plochy minimálně 200 x 90 cm	ANO ☒ / NE ☐	200 x 90 cm
- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-75 cm	ANO ☒ / NE ☐	39,5 - 76 cm
- funkce TR/ATR min. 15° pomocí elektromotoru	ANO ☒ / NE ☐	TR 15°/ATR 15°
- ergonomické polohování ložné plochy – schopnost eliminovat zvýšení tlaku a střížných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy (dvojitá autoregrese 16 cm)	ANO ☒ / NE ☐	autoregrese 16 cm
- čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu	ANO ☒ / NE ☐	
- odnímatelná čela, celoplastová, se zámkami proti samovolnému vytažení při transportu a barevnou výplní v různých dekorech	ANO ☒ / NE ☐	
- integrované spustitelné (s tlumením) – dělené plastové	ANO ☒ / NE ☐	integrované

postranice na 2/3 lůžka nebo postranice dělené plastové, celkem po délce celé ložné plochy		spustitelné s tlumením - dělené plastové postranice na 2/3 lůžka
- výška postranic nad ložnou plochu min. 36 cm a max. 40 cm pro bezpečí pacientů a ergonomickou práci ošetřujícího personálu	ANO ☒ / NE ☐	max 38 cm
- patientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu s integrovanou svítlnou	ANO ☒ / NE ☐	
- sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha)	ANO ☒ / NE ☐	
- kolečka s centrálním ovládáním brzd (brzda v každém rohu lůžka) prům. min. 150 mm	ANO ☒ / NE ☐	průměr koleček 150 mm
- držáky na infuzní stojan, hrazdu	ANO ☒ / NE ☐	
- ochranná kolečka v rozích lůžka	ANO ☒ / NE ☐	
- záloková baterie	ANO ☒ / NE ☐	
- polička na lůžkoviny	ANO ☒ / NE ☐	
- prodloužení lůžka min. o 15 cm	ANO ☒ / NE ☐	15 cm
- bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg	ANO ☒ / NE ☐	250 kg
- zvukový alarm nezabrzdnutého lůžka	ANO ☒ / NE ☐	
- ochrana elektromotorů proti přetížení	ANO ☒ / NE ☐	
- lišta na příslušenství s držáky na močové sáčky	ANO ☒ / NE ☐	
- konstrukce taková, aby byla možná v případě potřeby výměna ovladače patientského a sesterského i za přítomnosti pacienta na lůžku	ANO ☒ / NE ☐	
Příslušenství (součástí dodávky lůžka)		
- hrazda	ANO ☒ / NE ☐	
- madlo	ANO ☒ / NE ☐	
Matrace pasivní (součástí dodávky lůžka)		
- preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví	ANO ☒ / NE ☐	
- matrace musí být vhodná pro pacienty až 4. stupně rizika vzniku dekubitů	ANO ☒ / NE ☐	
- matrace musí být vyrobena min. ze dvou typů pěn o různých vlastnostech	ANO ☒ / NE ☐	
- horní vrstva musí být vyrobena z viscoelastické pěny hustoty min. 85 kg/m ³ tloušťky min. 5 cm	ANO ☒ / NE ☐	hustota 85 kg/m ³ , tloušťka 5 cm
- spodní vrstva vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 30 kg/m ³	ANO ☒ / NE ☐	hustota 33 kg/m ³
- po stranách musí být matrace vyztužena polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m ³	ANO ☒ / NE ☐	hustota 50 kg/m ³
- nehořlavost pěn min. CRIB 5	ANO ☒ / NE ☐	CRIB 5

- s pratelným, voděodolným potahem	ANO ☒ / NE ☐	
- potah ze svařovaných spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu	ANO ☒ / NE ☐	
- nehořlavost potahu min. CRIB 5	ANO ☒ / NE ☐	CRIB 5
- zip musí být umístěn minimálně na dvou sousedních stranách matrace krytý lemem proti zatečení	ANO ☒ / NE ☐	
- výška matrace min. 14 cm	ANO ☒ / NE ☐	14 cm
Noční stolek pojízdný (součástí dodávky lůžka)		
- oboustranně přístupný patientský stolek	ANO ☒ / NE ☐	
- korpus kovový, lakovaný	ANO ☒ / NE ☐	
- integrovaná, výškově stavitelná jídelní deska pomocí posilovací pružiny	ANO ☒ / NE ☐	
- jídelní deska umožňuje náklon	ANO ☒ / NE ☐	
- zásuvky: lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky	ANO ☒ / NE ☐	
- malá horní zásuvka	ANO ☒ / NE ☐	
- velká spodní skříňka s držákem na 3 PET lahve (1.5 l)	ANO ☒ / NE ☐	
- odkládací plocha mezi oběma zásuvkami (nika)	ANO ☒ / NE ☐	
- kolečka dvojitá velikosti min. 70 mm z toho min. dvě brzditelná	ANO ☒ / NE ☐	průměr dvojitých koleček 75 mm, 2 brzditelná

8) Lůžko speciální bez antidekubitní matrace GYN, CHIR

Obchodní název nabízeného plnění:	lůžko Image 3, pasivní matrace ViskoMatt 30, stolek Eleganza Classic	
Specifikace:	Splňuje:	Dodavatel nabízí:
- bezpečnost lůžka – shoda s normou EN 60601-2-52 nebo rovnocenné řešení	ANO ☒ / NE ☐	60601-2-52
- konstrukce lůžka: kov, plast, HPL, ne dřevo či LTD	ANO ☒ / NE ☐	kov, plast, HPL
- vnější rozměry lůžka max. 225 x 105 cm včetně ochranných koleček	ANO ☒ / NE ☐	221 x 104 cm
- díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost	ANO ☒ / NE ☐	
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg	ANO ☒ / NE ☐	265 kg
- zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 30-75 cm pro bezpečnou péči a mobilizaci rizikového pacienta, bezpečnou práci personálu	ANO ☒ / NE ☐	28 - 80 cm
- elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200 x 90 cm – minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů	ANO ☒ / NE ☐	200 x 90 cm

- zádový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním směru při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta	ANO ☒ / NE ☐	
- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 25 cm	ANO ☒ / NE ☐	10 cm, 22 cm, 30,5 cm
- náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta	ANO ☒ / NE ☐	TR 14°/ ATR 14°
- mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR	ANO ☒ / NE ☐	
- hliníková, (duralová nebo jiný lehký kov) čela, výplň HPL, se zámkou proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů	ANO ☒ / NE ☐	
- hliníkové (duralová nebo jiný lehký kov) dělené spustitelné postranice aretovatelné minimálně ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka, ale jsou celkem po celé délce ložné plochy (ne pouze 2/3), postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním po celé délce ložné plochy, tj. mezery mezi postranicemi, čely a postranicemi navzájem musí být dle norem maximálně 60 mm, výška postranic dostatečná pro použití aktivního AD systému, tj. minimálně 40 cm	ANO ☒ / NE ☐	
- centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, s možností blokace (zámkou) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha KPR, kardiacké křeslo, mobilizační poloha, vyšetřovací poloha, případně další)	ANO ☒ / NE ☐	
- podsvětlený patientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci s konektorem pro rychlé připojení a dopojení z obou stran lůžka	ANO ☒ / NE ☐	
- dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm	ANO ☒ / NE ☐	dvojitá kolečka, průměr 125 mm
- alarm nezabrzdnutého lůžka	ANO ☒ / NE ☐	
- univerzální lišty a držáky na příslušenství	ANO ☒ / NE ☐	
- zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	ANO ☒ / NE ☐	
- výsuvná polička na lůžkoviny pod nožním čelem s úložným prostorem pro sesterský ovladač	ANO ☒ / NE ☐	
- ochranná kolečka v rozích lůžka	ANO ☒ / NE ☐	
- svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel	ANO ☒ / NE ☐	
- konstrukce taková, aby byla možná v případě potřeby výměna ovladače patientského a sesterského i za přítomnosti pacienta na lůžku	ANO ☒ / NE ☐	
Příslušenství (součástí dodávky lůžka)		
- infuzní stojan	ANO ☒ / NE ☐	
- hrazda s madlem	ANO ☒ / NE ☐	

Matrace pasivní (součástí dodávky lůžka)		
- preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví	ANO ☒ / NE ☐	
- matrace musí být vhodná pro pacienty až 4. stupně rizika vzniku dekubitů	ANO ☒ / NE ☐	
- matrace musí být vyrobena min. ze dvou typů pěn o různých vlastnostech	ANO ☒ / NE ☐	
- horní vrstva musí být vyrobena z viscoelastické pěny hustoty min. 85 kg/m ³ tloušťky min. 5 cm	ANO ☒ / NE ☐	hustota 85 kg/m ³ , tloušťka 5 cm
- spodní vrstva vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 30 kg/m ³	ANO ☒ / NE ☐	hustota 33 kg/m ³
- po stranách musí být matrace vyztužena polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m ³	ANO ☒ / NE ☐	hustota 50 kg/m ³
- nehořlavost pěn min. CRIB 5	ANO ☒ / NE ☐	CRIB 5
- s pratelným, voděodolným potahem	ANO ☒ / NE ☐	
- potah ze svařovaných spojů, použita textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu	ANO ☒ / NE ☐	
- nehořlavost potahu min. CRIB 5	ANO ☒ / NE ☐	CRIB 5
- zip musí být umístěn minimálně na dvou sousedních stranách matrace krytý lemem proti zatečení	ANO ☒ / NE ☐	
- výška matrace min. 14 cm	ANO ☒ / NE ☐	14 cm
Noční stolek pojízdný (součástí dodávky lůžka)		
- oboustranně přístupný patientský stolek	ANO ☒ / NE ☐	
- korpus kovový, lakovaný	ANO ☒ / NE ☐	
- integrovaná, výškově stavitelná jídelní deska pomocí posilovací pružiny	ANO ☒ / NE ☐	
- jídelní deska umožňuje náklon	ANO ☒ / NE ☐	
- zásuvky: lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky	ANO ☒ / NE ☐	
- malá horní zásuvka	ANO ☒ / NE ☐	
- velká spodní skříňka s držákem na 3 PET lahve (1.5 l)	ANO ☒ / NE ☐	
- odkládací plocha mezi oběma zásuvkami (nika)	ANO ☒ / NE ☐	
- kolečka dvojitá velikosti min. 70 mm z toho min. dvě brzditelná	ANO ☒ / NE ☐	dvojitá kolečka, průměr 75 mm, 2 brzditelná

V Želevčicích dne:

.....
(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
Bc. Zdeněk Grimm, MBA, ředitel obchodu pro ČR a SR