

Darovací smlouva

uzavřená dle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi:

Neuraxpharm Bohemia s.r.o

Náměstí Republiky 1078/1

110 00 Praha 1

Zastoupena: Jacek Sawicki

jako dárce (dále jen „dárce“)

a

Vojenská nemocnice Olomouc

Sídlo: Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

IČ: 60800691

Zastoupena: MUDr. Martin Svoboda

jako obdarovaný (dále jen „obdarovaný“)

I. Dar

Dárce prohlašuje a činí nesporným, že je výlučným vlastníkem **analytické váhy zn. Sartorius Entris II Essential s protiprachovým průhledným krytem**, technický popis přístroje tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

(dále jen jako „dar“)

II. Darování

Dárce prohlašuje a činí nesporným, že na základě této smlouvy bezúplatně převádí (daruje) dar do výlučného vlastnictví obdarovaného k medicínskému využití a obdarovaný prohlašuje a činí nesporným, že dar do svého výlučného vlastnictví v plném rozsahu přijímá.

III. Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je sepsána ve dvou vyhotoveních, kdy po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že tuto smlouvu je možné změnit pouze písemně. Pro účely této smlouvy se za písemnou formu nepovažuje výměna emailových či jiných elektronických zpráv.

Smluvní strany vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé z této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že tato smlouva byla sepsána dle jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho po jejím přečtení činí vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1: technický popis přístroje

Příloha č.1

Laboratorní váhy Sartorius Entris II Essential

- nejmenší dílek (d) = **0.0001 g** (0.1 mg)
- max. váživost **220 g**
- rychlé ustálení hodnoty **≤ 1,5 sekundy**
- volitelný způsob kalibrace
- dotykový displej
- s ověřením (cejchované)

Klíčové vlastnosti:

- Excelentně odečitatelný LCD displej s dotykovým ovládáním (rolování v menu šipkami s potvrzením výběru)
- Rezistivní typ dotykového displeje, umožňuje ovládání i v gumových rukavicích
- Externí nebo interní kalibrace
- Interní kalibrace s funkcí isoCAL – automatická interní kalibrace bez zásahu uživatele na základě nastaveného časového intervalu nebo změny teploty okolního prostředí (každé 4 hodiny, nebo změna teploty o 1,5 stupně Kelvina)
- Kruhová nerezová vážní miska ø 90 mm
- Analytický skleněný štít proti nežádoucímu proudění vzduchu, 2 x dvířka s extra lehkým posunem z boků, 1 x shora
- Datové výstupy 1 x RS 232 (9 pin) + 1 x USB – C
- Analogová libela, integrovaná v čelním ovládacím panelu vedle displeje
- Možnost tisku navážených dat ve spojení s tiskárnou Sartorius (YDP20, YDP30, YDP40)
- Přímý přenos dat do tabulkových a textových editorů (např. MS Word a Excel)
- Možnost nastavení automatického přenosu navážené hodnoty s časovým intervalem
- Automatické detekce připojení váhy (přes USB-C) operačním systémem počítače (koncept PLUG & PLAY)
- Inovovaný, robustní vážní systém (proudový kompenzační) z jednoho kusu monolitického bloku
- Celý vážní systém je navíc ukotvený v duralové základně, což činí váhu rychlou a stabilní
- Velmi rychlé ustálení navážené hodnoty na displeji ≤ 1 s
- 12 integrovaných vážních aplikací
- Ochrana nastavení generálním heslem (je možné používat aplikace, ale nelze měnit nastavení, např. datum, čas atd)
- Připraveno pro spodové vážení
- Vysoká chemická odolnost, použité materiály: polybutylen tereftalát (PBT), sklo a nerezová ocel