

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Půjčitel:

Phadia, s.r.o.

se sídlem: Freyova 82/27, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 28538153
DIČ: CZ28538153
bank. spojení: ING Bank N.V.
číslo účtu: 1000487909/3500
ID datové schránky: x8gs7mw, příjem datových zpráv: ANO
zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka: 148842
malý/střední podnik: ANO
jako půjčitel (dále jen „půjčitel“)

2. Vypůjčitel:

Fakultní nemocnice Hradec Králové

se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem
IČO: 00179906
DIČ: CZ00179906
bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 24639511/0710
jako vypůjčitel (dále jen „vypůjčitel“)

I.

Předmět smlouvy

1. Půjčitel touto smlouvou předává vypůjčiteli k dočasnému bezplatnému užívání plně automatický analytický systém (analyzátor) umožňující stanovení specifických IgE protilátek proti jednotlivým molekulárním alergenům (komponentám), tryptázy, kalprotektinu a autoproti látek proti ENA antigenům s názvem: Phadia 250, v.č.: N20948, v ceně: 2 107 000Kč bez DPH, vše blíže specifikováno v Příloze č. 1 této smlouvy (dále také jako „předmět výpůjčky“).
2. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací vypůjčitele ze dne 15. 04. 2024, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem " **Zajištění diagnostik pro stanovení specifických IgE protilátek proti jednotlivým molekulárním alergenům (komponentám), tryptázy, kalprotektinu a autoproti látek proti ENA antigenům**" (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném řízení pod evidenčním číslem přiděleným ve Věstníku veřejných zakázek: Z2024-016714, dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dále v souladu s nabídkou půjčitele ze dne 5.6.2024, která je společně se zadávací dokumentací veřejné zakázky nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Doba výpůjčky

1. Doba výpůjčky je sjednána na dobu 4 let od data účinnosti smlouvy.
2. Půjčitel se zavazuje předat vypůjčiteli předmět výpůjčky podle této smlouvy k užívání a provozování nejpozději do 15 pracovních dnů od data účinnosti této smlouvy.
3. O předání a převzetí předmětu výpůjčky bude sepsán předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím předmětu výpůjčky přechází na vypůjčitele nebezpečí škody na předmětu výpůjčky.

4. Půjčitel se zavazuje zajistit demontáž předmětu výpůjčky a jeho odvoz ze sídla vypůjčitele na vlastní náklady.

III.

Místo plnění

1. Místem plnění je Fakultní nemocnice Hradec Králové – Ústav klinické imunologie a alergologie, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové.
2. Půjčitel oznámí vypůjčiteli termín předání předmětu výpůjčky zástupci přebírajícího pracoviště (kontaktní osoba: [REDAKCE]) minimálně 3 pracovní dny předem a zároveň Odboru zdravotnické techniky (kontaktní osoba: [REDAKCE])

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Půjčitel se zavazuje bezplatně dodat vypůjčiteli předmět výpůjčky do místa plnění ve stavu způsobilém k řádnému užívání, spolu s návodem k obsluze v českém jazyce, a to 1x v tištěné a 1x v elektronické podobě, dále s prohlášením o shodě (pokud není v českém jazyce, tak včetně jeho překladu do češtiny) a s přesnou identifikací výrobce předmětu výpůjčky včetně jeho kontaktních údajů. Dále se půjčitel zavazuje provést bezplatnou instalaci předmětu výpůjčky a nést náklady na úplnou validaci metod provedenou vypůjčitelem. Půjčitel se dále zavazuje ověřit funkčnost předmětu výpůjčky, provést všechny předepsané zkoušky a testy a ověřit deklarované technické parametry předmětu výpůjčky.
2. Půjčitel se dále zavazuje zajistit bezplatnou instruktáž příslušných zaměstnanců vypůjčitele a zajistit bezplatné poučení výrobcem minimálně dvou zaměstnanců vypůjčitele pro instruování dalších zaměstnanců vypůjčitele (ve smyslu zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění). O těchto úkonech bude proveden písemný zápis.
3. Půjčitel se dále zavazuje k likvidaci obalů a odpadů, které vzniknou při dodání a instalaci předmětu výpůjčky či jakýchkoli materiálů použitých půjčitelem.
4. Půjčitel se zavazuje zajistit, že předmět výpůjčky bude mít po dobu výpůjčky splněny veškeré zkoušky, testy a schválení vyžadovaná příslušnými právními předpisy a doporučeními výrobce či profesních organizací pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu.
5. Po dobu výpůjčky je půjčitel dále povinen bezplatně odstranit vady bránící bezpečnému a spolehlivému užívání předmětu výpůjčky do 3 pracovních dnů od nahlášení závady. V případě, že závada bránící bezpečnému a spolehlivému užívání předmětu výpůjčky nebude odstraněna do 3 pracovních dnů od jejího nahlášení, zavazuje se půjčitel zajistit vypůjčiteli na své náklady k bezplatnému užívání shodný nebo kvalitativně vyšší přístroj, a to po dohodě s vypůjčitelem.
6. Po dobu výpůjčky je půjčitel dále povinen poskytovat vypůjčiteli bezplatnou technickou podporu při řešení technických a analytických problémů (informační servis) předmětu výpůjčky.
7. Vypůjčitel je povinen chránit předmět výpůjčky před poškozením, ztrátou nebo zničením a zavazuje se, že bez písemného souhlasu půjčitele neposkytne předmět výpůjčky třetí osobě.
8. Za případné poruchy, které prokazatelně vznikly nedodržováním návodu k použití a za ztrátu či poškození předmětu výpůjčky, odpovídá vypůjčitel.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv a nahrazuje všechny předchozí dohody písemné či ústní.
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany s šesti měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Pokud dojde k ukončení této smlouvy z důvodů na straně vypůjčitele, má půjčitel nárok pouze na úhradu nutných a prokazatelně vynaložených nákladů.
4. Vypůjčitel si vyhrazuje právo jednostranně a s okamžitou účinností odstoupit od této smlouvy v případě, kdy:
 - na předmětu výpůjčky dojde během 12 po sobě jdoucích měsíců k výskytu 5 a více závad stejného typu (stejně číslo chybového hlášení apod.),
 - nebo bude celková doba nefunkčnosti předmětu výpůjčky v důsledku závady za dobu 12 po sobě jdoucích měsíců delší než 15 pracovních dnů,
 - dojde k ukončení platnosti kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami v souvislosti s veřejnou zakázkou.
5. V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazují se smluvní strany k jeho řešení smírnou cestou. Pokud tím nedojde k vyřešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
6. Smlouva a všechny vztahy s ní související se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
7. Veškeré změny smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky, podepsanými na téže listině oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

Příloha č. 1: specifikace předmětu výpůjčky

Za půjčitele:
V Praze 9. 7. 2024

Za vypůjčitele:
V Hradci Králové 23. 7. 2024

.....
Phadia, s.r.o.
Ing. Petra Maroušková
jednatelka

.....
Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel



Phadia 250

Navržen jako pomocník pro diagnostiku alergií a autoimunitních onemocnění. Výsledky testování s klinickou relevancí.

Flexibilita

- Automatické zpracování testů EliA™ a ImmunoCAP™
- Panel alergenů schopný detekovat senzibilizaci vůči více než 650 alergenům, včetně více než 100 alergenních komponentů
- Panel autoimunit k vyhodnocení více než 20 onemocnění
- Všechny testy lze provést z jednoho patientského vzorku
- Možnost volby automatického retestování jednotlivých analytů ve vzorku při pozitivním screeningovém testu

Kapacita

- Výkonnost: 60 výsledků/hodina
- Kontinuální s náhodným přístupem (random access)
- Všechny reagenty k dispozici v přístroji
- 28denní uchovávání kalibračních křivek
- Ředění v přístroji
- Lze připojit k Laboratory Automation Systems (LAS) na bázi systému Inpeco
- Možnost propojení více přístrojů pro zvýšení kapacity

Spolehlivost

- Excelentní konzistence v čase a mezi zeměmi, systémy, laboratořemi a uživateli*
- Vzdálené řešení problémů a podpora přes Phadia LabCommunity
- Potvrzení přesnosti a spolehlivosti pomocí Quality Club™

Ideální pro středně velké laboratoře poskytující 400 až 2000 výsledků za týden

Phadia 250 – prokázaná funkčnost ve více než 1000 laboratořích po celém světě.

- 1 Stop a Development Solution roztok, po 2 láhvích
- 2 Vkládací zásobník pro 38 nosičů EliA nebo ImmunoCAP jako doplněk k polohám v ukládací komoře
- 3 Chlazená ukládací komora pro 180 nosičů EliA a ImmunoCAP s řízením čárovými kódy
- 4 Diluent vzorků (6 lahvíček) a ředící destičky (2 × 96 jamek) pro ředění vzorků v přístroji
- 5 Čtečka čárových kódů, pro identifikaci reagentů
- 6 Chlazený oddíl pro konjugát (6 lahvíček)
- 7 Příhrádka na proužky (8 poloh) nebo kalibrační proužky a/nebo proužky ke kontrole křivky
- 8 LCD, logická a intuitivní správa přístroje přes dotykovou obrazovku
- 9 Integrovaný úložný prostor pro promývací a oplachovací roztok, nádoby na tekutý a pevný odpad
- 10 Lze připojit k fixnímu systému hadiček a odvodu, což umožňuje automatické plnění promývacím roztokem a odvod odpadu
- 11 Stojany na vzorky (5 pozic), každý až pro 10 patientských vzorků a vzorků pro kontrolu kvality

Není znázorněno na obrázku:

Samostatný PC pro software Phadia Prime, připojitelný k hlavnímu laboratornímu informačnímu systému (LIS) a LAS.




Testy ImmunoCAP dostupné pro alergie:

- ImmunoCAP Specifické IgE
- ImmunoCAP Total-IgE
- ImmunoCAP Specifické IgG
- ImmunoCAP Specifické IgG4
- ImmunoCAP ECP
- ImmunoCAP Tryptáza

Testy EliA dostupné pro následující autoimunitní onemocnění:

- Revmatoidní artritida: EliA CCP, EliA RF IgA/IgM/IgG
- Celiakie a zánětlivá střevní onemocnění: EliA Celikey (tTG) IgA/IgG, EliA Gliadin^{DP} IgA/IgG, EliA Calprotectin
- Vaskulitida / Goodpastureův syndrom: EliA PR3, EliA MPO, EliA GBM
- Onemocnění pojivových tkání: EliA dsDNA, EliA testy pro 14 ENA a 2 ENA screeningové testy
- Autoimunitní tyreoiditida: EliA TG, TPO, TSH-R
- Antifosfolipidový syndrom: EliA Cardiolipin IgG/IgM/IgA, EliA B2-Glycoprotein I IgG/IgM/IgA



Automatizace pro produktivitu se samostatným zpracováním (walk-away time)

- Odhadovaná doba práce s přístrojem 10 až 15 minut. Délku pracovní služby lze upravit dle vašich potřeb.
- První výsledek k dispozici už za 100 minut, každý další výsledek po 60ti sekundách.

Technická data:

Rozměry (včetně stolu): 127x75x186 cm (ŠxHxV)

Hmotnost (včetně stolu): 350 kg

Proud/napětí: 100, 120, 220, 230, 240 V, 50–60 Hz, 1,2 kVA

Thermo Fisher Scientific – Phadia, s.r.o., Freyova 82/27, Praha 9, 190 00, Česká republika
Tel: +420 739 348 583, phadia.cz@thermofisher.com

Zjistěte více na thermofisher.com/phadia

© 2020 Thermo Fisher Scientific Inc. Všechna práva vyhrazena. Všechny obchodní názvy jsou majetkem Thermo Fisher Scientific a jejich dceřinných společností, pokud není uvedeno jinak. Výrobce: Phadia AB, Uppsala, Švédsko 83460.SY.EU22.CZ.v1.20

ThermoFisher
SCIENTIFIC