

Objednavka c.OBJ_KS282992

Odberatel:

Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

ICO: 26068877
DIC: CZ699005400
tel.: [REDACTED]
fax:
e-mail: obchodni@nemcb.cz

Dodavatel:

Johnson & Johnson, s.r.o.
Walterovo náměstí 329/1
15800 Praha

ICO: 41193075
DIC: CZ41193075
tel.: [REDACTED]
fax:
e-mail:
objednat@its.jnj.com [REDACTED]

Žádáme o potvrzení ceny objednávky. V případě změn nás obratem informujte.

Faktury zasílejte jednotlivě na adresu fakturace@nemcb.cz ve formátu pdf. Faktura musí splňovat formální náležitosti vyplývající z příslušných právních předpisů. Společně s fakturou zasílejte dodací listy potvrzené odběratelem - datum předání, podpis a razítko. Cenový rozdíl oproti objednávce je nutné předem konzultovat s obchodním oddělením nemocnice. Není možné akceptovat další náklady k dodání zboží, jako je poštovné, balné, dopravné apod. Faktury musí vždy obsahovat číslo objednávky. Splatnost faktur je 30 dní od data doručení do nemocnice, pokud není smluvně ujednáno jinak.

Zboží zavázejte na oddělení dle objednávky v pracovních dnech od 7:00 do 14 hodin.

Produkty, které spadají pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích (MDR) budou dodány dle nařízení (MDR) a platných obecně závazných právních předpisů České republiky vztahujících se na tyto produkty vč. doplnění potřebných údajů do DL a faktur.

Pozn:

Středisko	Kód	Název	J. cena bez DPH	DPH	J. cena s DPH	Množství	MJ	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	04.005.416	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 26 mm, pro hřebky nitrodřeňové							
	04.005.524	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 34 mm, pro hřebky nitrodřeňové							
	04.016.035S	Hřeb MultiLoc™ pažní kosti proximální Ø 8.0 mm, levý, kanylovaný, délka 160 mm 9427P71							
	04.019.002S	Zajišťovací hlava MultiLoc™ pro Multiloc™ HN/PHN, prodloužení 2 mm, slitina titanu (TAN) 23763P7							
	04.019.046	Šroub MultiLoc™ Ø 4.5 mm, délka 46 mm, slitina titanu (TAN)							
	04.019.048	Šroub MultiLoc™ Ø 4.5 mm, délka 48 mm, slitina titanu (TAN)							



04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní 9689P04
04.027.034S	Spirální čepel PFNA, perforovaná, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), sterilní 13327P0
04.111.621	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupřířřová na distální radius, volární, levá, dřík 2 otvory
04.210.118	Šroub zajišťovací VA Stardrive®
04.210.120	Šroub zajišťovací VA Stardrive®
04.211.016	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 16 mm
04.211.018	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 18 mm
04.211.020	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 20 mm
04.211.022	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 22 mm
04.211.024	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 24 mm
04.211.026	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 26 mm
04.211.028	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 28 mm
04.211.034	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 34 mm
04.211.036	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 36 mm
04.211.221	Dlaha krychlová 2.4/2.7, zajištění VA, I
04.211.247	Dlaha pro TMT fuzi 2,4/2,7 zajištění vA, délka 48 mm, slitina titanu
213.035	Šroub zajišťovací Ø 3.5 mm, samořezný, délka 35 mm, ocel
213.038	Šroub zajišťovací Ø 3.5 mm, samořezný, délka 38 mm, ocel



402.212 LCP-Scr o2.7 head LCP2.4
self-tap L12 TA

402.213 LCP-Scr o2.7 head LCP2.4
self-tap L13 TA

402.872 Šroub kortikální Stardrive® ?
2.7 mm, samořezný, délka 12
mm, slitina titanu (TAN)

402.882 CortScr Standr o2.7 self-tap
L22 TAN

402.892 Šroub kortikální Stardrive® ?
2.7 mm, samořezný, délka 32
mm, slitina titanu (TAN)

472.390S Hřeb PFNA femorální
proximální Ø 10 mm, extra
malý, 130°, délka 170 mm
9884P67

494.785 Seldrill-SchanzScr o5 L175/60
Ti

Celkem vč. DPH: 80 804,42 Kč

Pozn: Uživatel: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED] 2024-08-12 10:09

