

OBJEDNÁVKA		Číslo objednávky: P2024/000594 !! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTURE !!	
Objednává: Kroměřížská nemocnice a.s. Oddělení zdravotnické techniky Havlíčková 660/69 767 01 Kroměříž IČ: 27660532 DIČ: CZ27660532		Dodavatel: ZP-Tech, s. r. o. Riegrova 342 55203 Česká Skalice IČ: 25932292 Tel.: 775776137 Fax: Email: servis1@zptech.cz	
Datum objednávky: 08.11.2024		Určeno pro: 209111 Zdravotnická technika	
Vyřizuje:		Telefon: Email:	
Zakázka č.: 28231		Záruční oprava: NE	
Faktury zasílejte pouze elektronicky na email uctarna@nem-km.cz. V případě zakázky nad 5.000,- bez DPH musí být vypracován cenový návrh, který musí být objednatelem odsouhlasený.			
Objednáváme u Vás:			
SN / Inv. č. / Metr.č.		Typ servisu	
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968-2-44/10 / 901790 /		202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)	
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/20 / 901800 /		202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)	
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968-2-44/30 / 901810 /		202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)	
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968-2-44/9 / 901820 /		202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)	
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968-2-44/26 / 901830 /		202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)	
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/32 / 901840 /		202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)	
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/13 / 901850 /		202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)	
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/6 / 901860 /		202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)	
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/1 / 901870 /		202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)	
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/31 / 901880 /		202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)	

SN / Inv. č. / Metr.č.	Typ servisu
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/8 / 901890 /	202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/4 / 901900 /	202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/21 / 901910 /	202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968-2-44/27 / 901920 /	202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968-2-44/5 / 901930 /	202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968-2-44/37 / 901940 /	202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/11 / 901950 /	202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968-2-44/12 / 901960 /	202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968-2-44/14 / 901970 /	202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968-2-44/16 / 901990 /	202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968-2-44/17 / 902070 /	202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968-2-44/18 / 902010 /	202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968-2-44/2 / 902020 /	202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968-2-44/25 / 902030 /	202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968-2-44/28 / 902040 /	202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/34 / 902050 /	202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)

SN / Inv. č. / Metr.č.	Typ servisu
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/35 / 902060 /	202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/36 / 902070 /	202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/38 / 902080 /	202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968-2-44/39 / 902090 /	202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/7 / 902100 /	202301 - INT1 - Interní oddělení 1 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/32 / 901740 /	202302 - Dialýza Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/8 / 901730 /	202302 - Dialýza Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/29 / 901720 /	202302 - Dialýza Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/28 / 901710 /	202302 - Dialýza Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/16 / 901700 /	202302 - Dialýza Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968-4-4/1 / 901750 /	202303 - Interní oddělení-JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968-4-4/2 / 901760 /	202303 - Interní oddělení-JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968-4-4/3 / 901770 /	202303 - Interní oddělení-JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968-4-4/4 / 901780 /	202303 - Interní oddělení-JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Vozík transportní; Urgent 170968_17-3/2 / 902120 /	202303 - Interní oddělení-JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; Invent 3C 170968-6-1/1 / 901090 /	202303 - Interní oddělení-JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)

SN / Inv. č. / Metr.č.	Typ servisu
Lůžko polohovací elektrické; Invent 3C 170968_8-3/1 / 901100 /	202303 - Interní oddělení-JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; Invent 3C 170968_8-3/2 / 901110 /	202303 - Interní oddělení-JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; Invent 3C 170968_8-3/3 / 901120 /	202303 - Interní oddělení-JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; Invent 2C 170968_11-9/1 / 900920 /	202303 - Interní oddělení-JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; Invent 2C 170968_11-9/2 / 900930 /	202303 - Interní oddělení-JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; Invent 2C 170968_11-9/3 / 900940 /	202303 - Interní oddělení-JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; Invent 2C 170968_11-9/4 / 900950 /	202303 - Interní oddělení-JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; Invent 2C 170968_11-9/5 / 900960 /	202303 - Interní oddělení-JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; Invent 2C 170968_11-9/6 / 900970 /	202303 - Interní oddělení-JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; Invent 2C 170968_11-9/7 / 900980 /	202303 - Interní oddělení-JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; Invent 2C 170968_11-9/8 / 900990 /	202303 - Interní oddělení-JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; Invent 2C 170968_11-9/9 / 901000 /	202303 - Interní oddělení-JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/9 / 901690 /	202315 - TRN Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/17 / 901680 /	202315 - TRN Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/18 / 901670 /	202315 - TRN Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Postýlka dětská polohovací; Buddy 172288-1-1/1 / /	202326 - Dětské oddělení Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)

SN / Inv. č. / Metr.č.	Typ servisu
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/13 / 901410 /	202330 - Gynekologické oddělení Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/2 / 901400 /	202330 - Gynekologické oddělení Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/3 / 901390 /	202330 - Gynekologické oddělení Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/11 / 901380 /	202330 - Gynekologické oddělení Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/1 / 901370 /	202330 - Gynekologické oddělení Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/33 / 901360 /	202330 - Gynekologické oddělení Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/26 / 901350 /	202330 - Gynekologické oddělení Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/30 / 901340 /	202330 - Gynekologické oddělení Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/15 / 901330 /	202330 - Gynekologické oddělení Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/31 / 901320 /	202330 - Gynekologické oddělení Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/21 / 901240 /	202331 - Porodní oddělení Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/7 / 901250 /	202331 - Porodní oddělení Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/34 / 901260 /	202331 - Porodní oddělení Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/5 / 901270 /	202331 - Porodní oddělení Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/12 / 901280 /	202331 - Porodní oddělení Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/19 / 901290 /	202331 - Porodní oddělení Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)

SN / Inv. č. / Metr.č.	Typ servisu
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/27 / 901300 /	202331 - Porodní oddělení Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/10 / 901310 /	202331 - Porodní oddělení Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-U85-0 170968_5-2/1 / 902160 /	202332 - Porodní sály Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-U85-0 170968_5-2/2 / /	202332 - Porodní sály Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_1-11/6 / 901530 /	202334 - Chirurgie 2 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_1-11/1 / 901520 /	202334 - Chirurgie 2 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_1-11/2 / 901510 /	202334 - Chirurgie 2 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_1-11/3 / 901500 /	202334 - Chirurgie 2 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_1-11/4 / 901490 /	202334 - Chirurgie 2 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_1-11/5 / 901480 /	202334 - Chirurgie 2 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_1-11/7 / 901470 /	202334 - Chirurgie 2 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_1-11/8 / 901460 /	202334 - Chirurgie 2 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_1-11/9 / 901450 /	202334 - Chirurgie 2 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_1-11/10 / 901440 /	202334 - Chirurgie 2 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_1-11/11 / 901430 /	202334 - Chirurgie 2 Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/6 / 901160 /	202336 - Ortopedie Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)

SN / Inv. č. / Metr.č.	Typ servisu
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/4 / 901220 /	202336 - Ortopedie Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/25 / 901190 /	202336 - Ortopedie Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/22 / 901230 /	202336 - Ortopedie Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/24 / 901170 /	202336 - Ortopedie Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/14 / 901180 /	202336 - Ortopedie Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/20 / 901210 /	202336 - Ortopedie Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_3-34/23 / 901200 /	202336 - Ortopedie Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické 1; Invent 2C 171330_1-3/3 / 901130 /	202342 - ARO Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Vozík transportní; Urgent 162466-1-1/1 / 898470 /	202366 - Urologie Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/40 / 901640 /	202366 - Urologie Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/42 / 901630 /	202366 - Urologie Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/44 / 901620 /	202366 - Urologie Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/41 / 901610 /	202366 - Urologie Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/43 / 901600 /	202366 - Urologie Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/23 / 901590 /	202366 - Urologie Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/15 / 901580 /	202366 - Urologie Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)

SN / Inv. č. / Metr.č.	Typ servisu
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/33 / 901570 /	202366 - Urologie Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/3 / 901560 /	202366 - Urologie Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/24 / 901550 /	202366 - Urologie Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; PLE-N85-T 170968_2-44/29 / 901540 /	202366 - Urologie Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; Invent 2C 170968_9-6/3 / 901040 /	202370 - Urologie JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; Invent 2C 170968_9-6/4 / 901030 /	202370 - Urologie JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; Invent 2C 170968_9-6/5 / 901020 /	202370 - Urologie JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Lůžko polohovací elektrické; Invent 2C 170968_9-6/6 / 901010 /	202370 - Urologie JIP Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)
Křeslo kardiacké; KBL-12 162315-1-1/1 / /	303302 - Gastro ambulance Servis: Kontrola elektrického zařízení (perioda: 24 měsíců)

Dobrý den,

tímto žádáme o provedení BTK dle zákona 375/2022 v platném termínu **1/2025**.

Dále v tomto termínu objednáváme KEZ pro kardiacké křeslo SN:162315-1-1/1.

Děkujeme.

Cena bez DPH: 56 500,00 Kč

Schválil(a):

Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a fakturu doložte dodacím nebo servisním listem s přesným uvedením, co bylo předmětem dodávky nebo opravy.

U oprav navíc uveďte jméno servisního technika, popis jednotlivých servisních úkonů, časovou náročnost opravy a použité náhradní díly, včetně jejich názvu a katalogového čísla.

Při opravách, údržbě nebo periodických kontrolách u ZP postupujte ve smyslu zákona č. 375/2022 Sb. v aktuálním znění.

Protokoly o bezpečnostně technických kontrolách, ZDS, revizích, validacích, kalibracích nebo o metrologickém ověření zasílejte v elektronické podobě na adresu objednatele v hlavičce objednávky a současně e-mailem na adresu: eva.prasilova@nem-km.cz do 5 pracovních dní.