

Nesmí být bez elektřiny. Nutno přepojit na náhradní zdroj (centrálu) před odpojením. Důležité zejména u Maldi ToF, které má sice UPS, která ale nevydrží více jak 10 min. Každá odstávka přístroje se musí dělat řízeně servisním technikem z Brukeru. Stejně tak jeho zprovoznění, což jsou nemalé náklady.

Strana patra	místnost č.	typ přístroje	příkon [Wh]/24 h	poznámka	číslo okruhu
L	201	Lednice	786	FKS-2600	29
L	201	Mrazák	717	GP-2733	29
L	202	Mrazák	4715	L6PV 6520	41
L	211	Mrazák	1050	Liebherr SN-ST-G5216	41
L	214	Lednice	120	101447-0000 Liebherr	40
L	215	Lednice	240	9103950000 Elite	37
L	215	Mrazák	470	GP1476 Liebherr	37
L	216	Lednice	240	ELITE	66
P	225	Lednice	900	Liebherr FKS-5000	107
P	225	Lednice	240	ELITE	107
P	226	Mrazák	1038	Liebherr GG 3800	107
P	226	Mrazák	500	Liebherr SN-T 461504	105
P	226	Mrazák	500	Liebherr SN-T 461504	211
P	226	Lednice	820	Kirsch MED	107
P	233	Hlubokomrazící box	16800	MDF-DU702VX-PE	231
P	233	laboratorní přístroj	9600	MALDI-TOF	233

Denní příkon CELKEM
HODINOVÝ PŘÍKON

38736
1614

červěně příkon odhadem