

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **P2025/000288**
!! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTURE !!

Objednává: Kroměřížská nemocnice a.s. Oddělení zdravotnické techniky Havlíčкова 660/69 767 01 Kroměříž IČ: 27660532 DIČ: CZ27660532	Dodavatel: POLYMED medical CZ, a.s Petra Jilemnického 14/51 503 01 Hradec Králové IČ: 27529053 Tel.: 495 220 206 Fax: 495 211 387 Email: obchod@polymed.cz
---	--

Datum objednávky: 14.07.2025	Určeno pro: 209111 Zdravotnická technika
Vyřizuje:	Telefon:
	Email:
Zakázka č.: 28951	Záruční oprava: ANO

Faktury zasílejte pouze elektronicky na email uctarna@nem-km.cz. V případě zakázky nad 5.000,- bez DPH musí být vypracován cenový návrh, který musí být objednatelem odsouhlasený.

Objednáváme u Vás:

Název	Množství	Cena/j.	Celkem	DPH	Celk. s DPH
Servis: Tech. kontrola (perioda: 12 měsíců) EKG; SE 1200 Express 202301 - Interní oddělení 1 SN: 311076-M16811600001, Inv. č.: 896790, Metrolog. č.:			--		
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců) Pumpa infuzní 37; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170501798, Inv. č.: , Metrolog. č.:			--		
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců) Pumpa infuzní 45; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170301142, Inv. č.: , Metrolog. č.:			--		
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců) Pumpa infuzní 51; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170301127, Inv. č.: , Metrolog. č.:			--		
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců) Pumpa infuzní 54; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170301175, Inv. č.: , Metrolog. č.:			--		
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců) Pumpa infuzní 56; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170401286, Inv. č.: , Metrolog. č.:			--		
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců) Pumpa infuzní 61; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170501790, Inv. č.: , Metrolog. č.:			--		
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců) Pumpa infuzní 38; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170501780, Inv. č.: , Metrolog. č.:			--		
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců) Pumpa infuzní 39; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170301173, Inv. č.: , Metrolog. č.:			--		
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců) Pumpa infuzní 40; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170301145, Inv. č.: , Metrolog. č.:			--		
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců) Pumpa infuzní 41; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170301148, Inv. č.: , Metrolog. č.:			--		
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců) Pumpa infuzní 44; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170301180, Inv. č.: , Metrolog. č.:			--		
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)			--		

Pumpa infuzní 46; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170501801, Inv. č.: , Metrolog. č.:	
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců) Pumpa infuzní 47; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170301126, Inv. č.: , Metrolog. č.:	--
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců) Pumpa infuzní 48; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170401283, Inv. č.: , Metrolog. č.:	--
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců) Pumpa infuzní 49; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170301135, Inv. č.: , Metrolog. č.:	--
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců) Pumpa infuzní 50; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170301182, Inv. č.: , Metrolog. č.:	--
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců) Pumpa infuzní 52; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170301144, Inv. č.: , Metrolog. č.:	--
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců) Pumpa infuzní 53; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170301152, Inv. č.: , Metrolog. č.:	--
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců) Pumpa infuzní 55; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170401279, Inv. č.: , Metrolog. č.:	--
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců) Pumpa infuzní 57; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170301183, Inv. č.: , Metrolog. č.:	--
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců) Pumpa infuzní 58; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170301132, Inv. č.: , Metrolog. č.:	--
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců) Pumpa infuzní 59; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170301149, Inv. č.: , Metrolog. č.:	--
Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců) Pumpa infuzní 62; MP-60A 202303 - Interní oddělení-JIP SN: 60170301155, Inv. č.: , Metrolog. č.:	--
Servis: Tech. kontrola (perioda: 12 měsíců) EKG 1; SE 1200 Express WIFI 202342 - ARO SN: 460016-M19609020005, Inv. č.: 907160, Metrolog. č.:	--
Servis: Tech. kontrola (perioda: 12 měsíců) EKG; SE 1201 DO WIFI 202366 - Urologie SN: 360253-M20603320002, Inv. č.: 909430, Metrolog. č.:	--
Servis: Tech. kontrola (perioda: 12 měsíců) EKG; SE 1201 DO WIFI 202370 - Urologie JIP SN: 360253-M19702010004, Inv. č.: 907130, Metrolog. č.:	--
Servis: Tech. kontrola (perioda: 12 měsíců) Průtokoměr; RTM3 O2, pom. výstup 202370 - Urologie JIP SN: 20060590, Inv. č.: , Metrolog. č.: P-UROJ-ROT16	--
Servis: Tech. kontrola (perioda: 12 měsíců) Průtokoměr; RTM3 O2, pom. výstup 202370 - Urologie JIP SN: 20060616, Inv. č.: , Metrolog. č.: P-UROJ-ROT15	--
Servis: Tech. kontrola (perioda: 12 měsíců) Průtokoměr; RTM3 O2, pom. výstup 202370 - Urologie JIP SN: 20062803, Inv. č.: , Metrolog. č.: P-URO-ROT17	--
Servis: Tech. kontrola (perioda: 12 měsíců) Průtokoměr; RTM3 O2, pom. výstup 202370 - Urologie JIP SN: 20100160, Inv. č.: , Metrolog. č.: P-UROJ-ROT17	--
Servis: Tech. kontrola (perioda: 12 měsíců)	--

Průtokoměr; RTM3 O2, pom. výstup

202370 - Urologie JIP

SN: 20060594, Inv. č.: , Metrolog. č.: P-UROJ-ROT14

Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)

--

Ohřívač infuze ; SN-H10

209916 - Stanice anestezie

SN: 0074180514A00434, Inv. č.: 7944624, Metrolog. č.:

Servis: Tech. kontrola (perioda: 24 měsíců)

--

Holter tlakový; Ergoline ergoscan

303301 - Interní ambulance

SN: 35221, Inv. č.: 900660, Metrolog. č.:

Servis: Tech. kontrola (perioda: 12 měsíců)

--

EKG; SE 1200 Express WIFI

303301 - Interní ambulance

SN: 460016-M19609020003, Inv. č.: 907150, Metrolog. č.:

Servis: Tech. kontrola (perioda: 12 měsíců)

--

EKG; SE 1200 Express WIFI

303301 - Interní ambulance

SN: 460016-M19609020002, Inv. č.: 907140, Metrolog. č.:

Dobrý den,

tímto žádáme o provedení BTK dle zákona 375/2022 v platném termínu **7/2025**.

Děkujeme.

Celkem: 38 850,00 Kč

Schválil(a):

Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a fakturu doložte dodacím nebo servisním listem s přesným uvedením, co bylo předmětem dodávky nebo opravy.

U oprav navíc uveďte jméno servisního technika, popis jednotlivých servisních úkonů, časovou náročnost opravy a použité náhradní díly, včetně jejich názvu a katalogového čísla.

Při opravách, údržbě nebo periodických kontrolách u ZP postupujte ve smyslu zákona č. 375/2022 Sb. v aktuálním znění.

Protokoly o bezpečnostně technických kontrolách, ZDS, revizích, validacích, kalibracích nebo o metrologickém ověření zasílejte v elektronické podobě na adresu objednatele v hlavičce objednávky a současně e-mailem na adresu: iveta.kocirova@nem-km.cz do 5 pracovních dní.