




Skener pro vyhledávání žil


Pokročilý Prohlížeč Žil
VeinVu 200



**Jasně a
přesně**

Systém prohlížeče/vyhledávače žil

Přesná a rychlá lokace žil pro IV aplikaci



Cíl použití

Systém zobrazení žil VeinVu 200 zobrazuje krevní cévy, které není snadné najít u kojenců, starších lidí a pacientů se všemi barvami pleti. Je to důležitý zdravotnický prostředek pro dlouhodobě hospitalizované pacienty s obtížnou identifikací žil.



Efektivní

Prohlížeč žil VeinVu 200 zvyšuje úspěšnost procedur.

Praktik může provést proceduru a přitom sledovat přesný a jasný obraz žil. To má mnoho výhod, včetně:



Snížení bolesti pacientů



Snížení zátěže praktikujícího



Snížení ekonomických ztrát



Zlepšení úspěšnosti
nitrožilního výkonu



MEDISET CHIRONAX s. r. o.
Lidická 566/82, 370 01 České Budějovice

www.mediset.cz



**MEDISET
CHIRONAX**

Použitelné oblasti

Systém vyhledávání žil VeinVu 200 lze použít v různých lékařských oborech, jako je intravenózní injekce, plastická chirurgie, záchranná služba a výcvik.



IV injekce


Systém vyhledávání žil VeinVu 200 ukazuje žíly na povrchu kůže přímo pomocí blízké infračervené a DLP projekční technologie pro pacienty, jejichž žíly je obtížné identifikovat během intravenózní injekce.

Umožňuje lékařům provádět proceduru a zároveň kontrolovat čisté a přesné žíly v reálném čase, což vede k přesnější a rychlejší intravenózní injekci.

Diagnostický test

Systém detekce žil VeinVu 200 napomáhá rychlému odběru krve subjektům, jejichž krevní cévy je obtížné identifikovat.

Pomáhá také předcházet infekci tím, že minimalizuje kontakt mezi zkoušejícím a subjektem.



Záchrana pacienta

Systém lokalizace žil VeinVu 200 lze použít k nouzové záchranně, protože se snadno přemísťuje a přenáší.

Napomáhá přesnému a rychlejšímu nitrožilnímu postupu při nouzové záchranně, protože se snadno pohybuje a přenáší.

Plastická chirurgie

Systém žilního skeneru VeinVu 200 pomáhá kontrolovat krevní cévy na obličeji a provádět přesné postupy vyhýbání se krevním cévám během plastické chirurgie a ošetření botoxem a výplní pro estetické účely.



VeinVu 200

Pokročilý infračervený prohlížeč žil




Vyhledávač žil pro lékaře a pacienty

Systém zobrazení žil VeinVu 200 umožňuje lékařům přesně identifikovat žíly a snadno s nimi manipulovat a pomáhá pacientům zůstat v bezpečí během celého procesu.

Bezpečný a čistý detektor žil v reálném čase

Zobrazuje žíly na povrchu kůže přesně a jasně pomocí technologie projekce DLP po intravenózní injekci. Obraz žíly promítaný na kůži je LED viditelné světlo, které způsobuje menší únavu očí a je bezpečné pro použití.



Skener žil se šesti barevnými režimy

Pro minimální únavu očí lze barvu obrazu žíly vybrat ze šesti barev obrazu.

Vein Locator nakonfigurovaný podle prostředí použití

Skener žil VeinVu 200 je vybaven ohebným stojánkem, který je navržen tak, aby poskytoval maximální flexibilitu a přizpůsobení potřebám různých zdravotnických prostředí. Zdravotnický personál může lépe reagovat na individuální potřeby pacientů a zajišťuje, že zařízení bude vždy v optimální pozici pro jakýkoliv zákrok.



MEDISET CHIRONAX s. r. o.
Lidická 566/82, 370 01 České Budějovice

www.mediset.cz



MEDISET
CHIRONAX