

Vážená paní [REDACTED],

dle poptávky Vám předkládáme cenovou nabídku na podložku:

### Podložka Clean Bleed™

Nová podložka Clean Bleed slouží k podpoře všech simulačních scénářů s jakýmkoliv trenažérem, u kterých je klíčová indikace množství ztráty krve nebo tekutiny a k simulaci nouzových opatření.

Tento simulátor pomocí regulovaného průtoku tekutiny do uzavřené podložky vytváří dojem krvácení, jako je například poporodní nebo pooperační krvácení, či krvácení po střelném zranění, přičemž prostor, ve kterém nacvičujete, zůstane čistý bez jakékoliv stopy simulované krve. Průtok tekutiny do podložky je snadno regulovatelný a pomáhá tak vytvořit realistický scénář, při kterém je student či lékař schopen posoudit ztrátu krve a podle toho reagovat.

Tuto univerzální a efektivní podložku Clean Bleed lze používat pod nebo vedle simulovaných pacientů, celotělových nácvikových figurín, nebo trenažerů zaměřených na určité úkony, a to jak ve vnitřních, tak venkovních prostorách. Díky dvousměrnému čerpacímu systému můžete po simulaci tekutinu přečerpat zpět do zásobníku a vnitřní podložku lze poté vyjmout a vypláchnout pro zajištění bezproblémové simulace.



### **Přehled**

- Regulovatelný průtok krve (průtokovou rychlost lze nastavit v rozmezí 50 – 600 ml za minutu)
- Průtok krve lze měřit buď vizuálně, nebo zvážením krve v podložce
- Snadná příprava produktu
- Zajišťuje simulaci bez nepořádku
- Vhodná pro použití se simulovanými pacienty, trenažery určitých úkonů, nebo celotělovými figurínami
- Vak s rychlým odepnutím umožňuje studentům jeho rychlou výměnu pro zajištění co možná nejrealističtějšího scénáře
- Absorpční podložka funguje jako jednorázová savá podložka
- Uloženo v přenosném obalu

### **Realistický nácvik**

- Unikátní uzavřený výtok krve přidává simulačním scénářům na realistickém dojmu
- Vysoké výtoky: vaginální poranění (včetně poporodního krvácení, nebo smolky); poranění břicha, hrudníku a krku; ztráta končetiny a pooperační krvácení
- Nízké výtoky: poranění hlavy nebo periferních nervů

### **Univerzálnost**

- Lze použít ve spojení se simulovaným pacientem, trenažery pro nácvik určitých úkonů, nebo s celotělovými figurínami.
- Vhodná pro použití jak ve vnitřních, tak venkovních prostorách
- Lze použít pro simulaci mnoha různých tekutin
- Přenosná a odolná

- Vak umožňuje použití standardních jednorázových savých podložek (60 × 90 cm)

### Bezpečnost

- Bez latexu

### Získané dovednosti

- Vizuální kontrola, nebo hmotné posouzení
- Identifikace a posouzení rychlosti výtoku a barvy krve
- Posouzení rychlosti a relevantnosti reakcí a zákroků studenta
- Hodnocení kvantitativní ztráty krve (QBL)
- Schopnost zajištění rychlé transfuze při podezření na těžké krvácení
- Používání osobních ochranných pomůcek pro ochranu před tělními tekutinami
- Posouzení aktuálního stavu pacienta a dopadu předchozích zákroků na pacientovi

### Obsah balení

- 2× Sáček Clean Bleed (70401)
- 10× Absorpční podložka Clean Bleed (70402)
- 1× Sada konektorů Clean Bleed (70403)
- 1× Zásobník na tekutiny Clean Bleed (70404)
- 1× Přenosná taška Clean Bleed (70405)
- 1× Čerpadlo Clean Bleed (70408)
- 1× Koncentrát pro tvorbu krve (00021)


### Objednací číslo: 4104.70400

**Cena za 1 ks bez DPH: 18 985,00**

**Cena za 4 ks bez DPH: 75 940,00 Kč**

**Cena za 4 ks s DPH 21 %: 91 887,40 Kč**

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

<b>Vystaveno dne:</b>	03.09.2025	<b>Vystavil:</b>	
<b>Platnost nabídky:</b>	1 měsíc ode dne vystavení		
<b>Doprava k zákazníkovi:</b>	zdarma při objednávce nad 10000,- bez DPH		
<b>Záruční a pozáruční servis:</b>	HELAGO-CZ s.r.o.		
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců		
<b>Dodací lhůta:</b>	10-12 týdnů		