

Příloha A. Dezinfekční prostředky

Aplikace	Použití	Označení produktu (účinná látka) (referenční produkt)	Podmínky pro roztok a balení	max. expozice v minutách (pracovního roztoku)	předpokládaný objem odebraného pracovního roztoku v litrech	velikost balení		požadované ředění na pracovní roztok v % (koncentrace)	cena za balení	DPH	cena za balení	název nabízeného zboží	množství pracovního roztoku z jednoho balení koncentrátu	jednotková cena za 1 litr pracovního roztoku	cena celkem (při odběru předpokládaného množství)	
						litry	%	Kč bez DPH	%	kč s DPH	-		litry	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH
						hodnoty zadané uchazečem							hodnoty dopočítané vzorcem, zkontrolované uchazečem			
Dezinfekce ploch	podlahy, povrchy (noční stolky, parapety, kliky), skříně s čistým prádlem, lékárny, skříně na sterilní materiál, lednice na léky,	Produkt 1A	Účinnost pracovního roztoku: A(B)(V) Dosažitelná účinnost: A(B)(T)(V) Maximální velikost balení: 6 l									SURFANIOS PREMIUM				
		Produkt 2A s jinou účinnou látkou než produkt 1A	Účinnost pracovního roztoku: A(B)(V) Dosažitelná účinnost: A(B)(T)(V) Maximální velikost balení: 6 l									INCIDIN PRO				
		Produkt 3A epidemiologicky závažné situace	Účinnost pracovního roztoku: ABTM(V) + Cl.Difficile Dosažitelná účinnost: ABCTMV Maximální velikost balení: 6 l / 6 kg									ANIOS OXYFLOOR				
Rychlá dezinfekce povrchů (neředěná)	povrchy (noční stolky, parapety, kliky), skříně s čistým prádlem, lékárny, skříně na sterilní materiál, lednice na léky	Produkt 4A	Účinnost: ABTMV + Clostridium difficile Klasifikace dle CLP bez nebezpečnosti. Maximální velikost balení: 1 l									INCIDIN OXYFOAM S				
		Produkt 5A	Účinnost : A(B)(V) Dosažitelná účinnost: A(B+)(T)(V) Ošetření předmětů z citlivých materiálů Maximální velikost balení: 1 l									SURFASAFE PREMIUM				
			Účinnost : A(B)(V) Dosažitelná účinnost: A(B+)(T)(V) Ošetření předmětů z citlivých materiálů Maximální velikost balení: 5 l									SURFASAFE PREMIUM				
		Produkt 6A (alkohol)	Účinnost : A(B)(T)(V) Dosažitelná účinnost: A(B)(T)(V) Maximální velikost balení 600 ml s apl.									INCIDIN LIQUID				
			Účinnost : A(B)(T)(V) Dosažitelná účinnost: A(B)(T)(V) Maximální velikost balení 6 l									INCIDIN LIQUID				
Rychlá dezinfekce povrchů ubrousky	povrchy (noční stolky, parapety, kliky), skříně s čistým prádlem, lékárny, skříně na sterilní materiál, lednice na léky	Produkt 7A	Účinnost: A(B)(V) Dosažitelná účinnost: ABTMV bezalkoholové, Klasifikace dle CLP bez nebezpečnosti. (předpokládaný objem v ks ubrousků)									INCIDIN OXYWIPES S				
		Produkt 8A (alkohol)	Účinnost: A(B)(T)(V) alkoholové (Dosažitelná účinnost: A(B+)(T)(V) Důza (předpokládaný počet ubrousků)									INCIDIN ALCOHOL WIPE (DÓZA)				
			Účinnost: A(B)(T)(V) alkoholové (Dosažitelná účinnost: A(B+)(T)(V) Náplň (předpokládaný počet ubrousků)									INCIDIN ALCOHOL WIPE (NÁPLŇ)				
		Produkt 9A	Účinnost : A(B)(V), Dosažitelná účinnost: A(B)(T)(V) bezalkoholové (předpokládaný objem v ks ubrousků)									WIP ANIOS EXCEL				
	Utěrky určené k profesionálnímu čištění a dezinfekci ploch všeho druhu do zásobníku.	Produkt 10A	utěrky o ploše minimálně 700 cm2, minimální gramáž 40 g/m2 - dózy budou dodány v potřebném počtu zdarma (předpokládaný objem v ks ubrousků)									V-WIPES INCIDIN WIPES				
DEZINFEKCE VAN	Vany, sprchovací lůžko	Produkt 11A	Účinnost pracovního roztoku: A(B)(V) Dosažitelná účinnost: A(B)(T)(V) Maximální velikost balení: 6 l									SURFANIOS PREMIUM				
		Produkt 12A	Účinnost pracovního roztoku: A(B)(V) Dosažitelná účinnost: A(B)(V) - možná spray aplikace Maximální velikost balení: 6 l									ANIOS OXYFLOOR				
CIRKULAČNÍ SYSTÉMY	cirkulační systémy van	Produkt 13A	Účinnost pracovního roztoku: A(V) Maximální velikost balení: 6 l									ASEPTOSUPRA				
DEZINFEKCE BAZÉMU	pénová dezinfekce stěn (bazény)	Produkt 14A	Produkt lze používat k čištění ve vysokotlakých čističích, přístrojích pro předběžné nastříkání přípravku nebo pro manuální čištění. A(B)(V)									DES3000				
Dezinfekce ploch na bázi aktivního chlóru	Dezinfekční přípravek pro dezinfekci všech omyvatelných povrchů a předmětů na bázi aktivního chlóru s bělicími a dlouhodobými účinky, s dobrou materiálovou snášenlivostí. Uplatnění především WC, vylevky, odpady, kanálky, sifony.	Produkt 15A	Účinnost pracovního roztoku: A(B)(V) Dosažitelná účinnost: ABCTMV Produkt ve formě tablet, uchazeč zkontroluje správnost výpočtu, jinak doplní ručně									MEDICARINE				
Nástrojová dezinfekce	nástroje a součásti přístrojů, které nelze sterilizovat i lze sterilizovat přípravky musí mýt dobrou materiálovou snášenlivost	Produkt 16A	Účinnost pracovního roztoku: A(B)(V) Dosažitelná účinnost: ABCTMV Maximální velikost balení: 6 kg									SEKUSEPT AKTIV				
		Produkt 17A	Účinnost pracovního roztoku: A(B)(V) Dosažitelná účinnost: A(B)(T)(V) Maximální velikost balení: 6 l									ANIOSYME XL3				
		Produkt 18A	Účinnost pracovního roztoku: A(B)(V) Dosažitelná účinnost: A(B)(T)(V) Maximální velikost balení: 6 l									ANIOS CLEAN EXCEL D				
Mytí rukou	hygiena a ošetření pokožky rukou s ošetřením kompatibilní se systémem NEXA	Produkt 19A (NEXA SERAMAN SENSITIVE FOAM)	Pěnové mydlo na ruce bez obsahu parfémů a barviv vhodné zejména pro potravinářské provozy									SERAMAN SENSITIVE FOAM				
Hygiena rukou (neředěná)	alkoholová dezinfekce rukou, na vyžádání musí být doložen dermatologický test.	Produkt 20A gelová varianta	Účinnost: ABT(V) gelová varianta kompatibilní se systémem NEXA									SPIRIGEL COMPLETE				
			Účinnost : ABTM(V) gelová varianta s pumpou Maximální velikost balení: 500 ml									ANIOSGEL 800 s pumpou				
			Účinnost : ABTM(V) gelová varianta Maximální velikost balení: 5 l									ANIOSGEL 800				
		Produkt 21A tekutá varianta	Účinnost : ABTM(V) regenerační složky kompatibilní se systémem NEXA									SKINMAN SOFT PROTECT FF				
			Účinnost : ABTM(V) regenerační složky Maximální velikost balení: 100 ml									SKINMAN SOFT PROTECT FF				
			Účinnost : ABTM(V) regenerační složky Maximální velikost balení: 500 ml									SKINMAN SOFT PROTECT				
			Účinnost : ABTM(V) regenerační složky (vitamin E, panthenol, glycerin) Maximální velikost balení: 6 l									SKINMAN SOFT PROTECT				
		Produkt 22A pénová varianta	Účinnost : AB(V) regenerační složky kompatibilní se systémem NEXA									SKINMAN FOAM				
Produkt 23A	Dezinfekční mycí emulze k ošetření rukou a celého těla s účinností A(B)(V), včetně MRSA a MRGN Maximální velikost balení: 500 ml									SKINSAN 2%						
Následná regenerace pokožky	Regenerační a ochranný tekutý krém, který ošetřuje, chrání a udržuje pokožku pružnou zejména při častém mytí a dezinfekci. Rychle se vsakuje do pokožky a reguluje její vlhkost. Produkt pro ošetření pokožky u citlivých osob.	Produkt 24A	regenerace (žadavatel požaduje neředěnou formu, tedy ve 100% koncentraci)									SILONDA				
		Produkt 25A	regenerace s vyšším obsahem lipidů pro zvláště namáhanou a citlivou pokožku (žadavatel požaduje neředěnou formu, tedy ve 100% koncentraci)									SILONDA CARE				
		Produkt 26A	regenerace bez parfemace pro citlivou pokožku (žadavatel požaduje neředěnou formu, tedy ve 100% koncentraci)									SILONDA SENSITIVE				
Dezinfekce pokožky před vpichem (neředěná)	bezbarvá	Produkt 27A	A(B)(T)(V) Maximální velikost balení: 350 ml s aplikátorem									SKINSEPT F				
			A(B)(T)(V) Maximální velikost balení: 6 l									SKINSEPT F				
	barvená	Produkt 28A	A(B)(T)(V) Maximální velikost balení: 1000 ml									SKINSEPT G				
	bezbarvá s remanentním účinkem	Produkt 29A	Alkoholový dezinfekční přípravek s další možnou účinnou látkou, který je určen k dezinfekci kůže a je bez obsahu PVP- jodu. Expoziční čas na kůži s nízkým obsahem mazových žláz před injekcí, punkcí, odběrem krve, očkováním max. 30 s včetně. Maximální velikost balení: 250 ml s aplikátorem									CITROCLOREX 2%				
Dezinfekce sliznic (neředěná)	Dezinfekční přípravek pro prevenci dutiny ústní, hltanu a pokožka okolní sliznic.	Produkt 30A	grampozitivním a gramnegativním bakteriím (především proti stařfokokům, streptokokům, korynebakteriím, enterokokům, Proteus mirabilis, Escherichia coli), plísním (vč.Candida albicans), některým virům (virus působící opar, HIV) a prvokům									SKINSEPT MUCOSA				

dezinfekce prádla	Dezinfekční prací prostředky v sypkém stavu	Produkt 31A	Prací prostředek pro chemotermickou dezinfekci textilií při 60°C a 70°C vynikající prací účinek, šetrné bělení již od 40°C bez obsahu chlóru a fosfátů s inhibitorem koroze Maximální velikost balení: 20 kg							ELTRA				
		Produkt 32A	Univerzální prací prostředek s dezinfekčním a bělícím účinkem při 40°C (dle RKI) Baktericidní účinnost podle EN 13727 (při 40°C) - Fungicidní účinnost podle EN 13624 (při 40°C) - Mykobaktericidní účinnost podle EN 14348 (při 40°C) - Sporicidní účinnost podle EN 13704 (při 40°C) - Virucidní účinnost podle RKI a DVV (při 40°C)											

- Dále požadujeme:
1. Zpracování dezinfekčních plánů pro jednotlivé provozy v ceně zakázky.
 2. Vybavení jednotlivých oddělení směšovacími zařízeními pro přípravu dezinfekčních roztoků na principu podtlaku proudící vody (bez elektr. energie). Každé směšovací zařízení bude mít možnost dávkování dvou různých roztoků dohromady. **(cca 20 ks)**
 3. Pravidelný půlroční servis a kontrola směšovacích zařízení v ceně zakázky.
 4. Odborné zaškolení personálu k používání směšovacích zařízení v ceně zakázky.
 5. Bezpečnostní listy na nabízené dezinfekční prostředky dle CPL v ceně zakázky.
 6. Dezinfekční přípravky musí být registrovány jako zdravotnický prostředek nebo notifikovány jako biocid.
 7. U všech přípravků nebudou akceptovány prostředky s H větami H340-H373.
 8. Poskytnutí dávkovačů pro mytí a dezinfekci rukou v ceně zakázky. **(cca 450 ks)**

Vysvětlivky účinnosti:
A-účinnost na bakterie a kvasinky
(B)- účinnost na omezené spektrum virů
(B+)- účinnost proti virům - včetně Adeno, Noro
B-účinnost proti virům - plně virucidní
C-sporicidní účinek
T-účinnost proti TBC
M-účinnost proti ostatním mykobakteriím
V-účinnost proti kvasinkám a vláknitým houbám
(V)-účinnost proti kvasinkám
U přípravků, které jsou v tabulce označeny červeně, musí být produkt klasifikován jako bezpečný dle CPL
Účinnost přípravků v soutěžených koncentracích musí být tam, kde je to možné, testována dle standardů pro zdravotnictví, EN 14885. Použité EN musí být minimálně v úrovni fáze 2, krok 1, až na konkrétně uvedené výjimky v prostředí s vyšší biologickou zátěží. Výsledky testů musí být na požádání doloženy do tří pracovních dnů protokoly akreditované laboratoře.

Bakterie, kvasinky, plísně, spory a TBC - budou akceptovány i testovací metody DGHM s vyšší biologickou zátěží, pro spory s nižší biologickou zátěží. Pro malé plochy je požadováno na kvasinky, plísně a bakterie testování metodou v praktických podmínkách s mechanickou akcí, ve vyšší biologické zátěží.

Plně virucidní účinnost - bude akceptováno testování dle DVV/RKI a EN 14476. Při testování podle EN 14476 musí přípravek splňovat současně účinnost na polio, adeno a norovirus (MNV).

Žádná položka nesmí být oceněna hodnotou 0 nebo zůstat zcela neoceněná.

Výše uvedený předpokládaný objem roztoku byl stanoven na základě spotřeby za předcházející období a nezavazuje kupujícího tento objem zboží odebrat. Skutečné množství odebraného zboží se bude odvíjet od aktuálních potřeb zadavatele.

.....

podpis a razítko
osoby oprávněné jednat za uchazeče