

Příloha č.: 2

Dekontaminační antibakteriální rohože

Dekontaminační strhávací vrstvená lepivá antibakteriální polyethylenová rohož pro zachytávání nečistot a kontaminace z bot a koleček vozíků v zdravotnických provozech vyžadujících zvýšené nároky na hygienu. Vhodné pro vstupní prostory operačních sálů, filtrů, JIP a laboratoří.

Dekontaminační antibakteriální rohože jsou **certifikovány jako zdravotnický prostředek s atestem prokazující antibakteriální složku** (dezinfekce).

Rohože neobsahují zdravotně závadné materiály (silikon, čpavek,...), použitá akrylátová lepidla jsou vodou rozpustná. Mohou být používány na jednotkách intenzivní péče.

Struktura výrobku :

- | | | | |
|----------------------|----------|--------------|------------------------|
| - Svrchní folie | tloušťka | cca 0,035 mm | |
| - Jednorázová folie | tloušťka | cca 1,05 mm | Počet listů 20 – 30 ks |
| - Spodní krycí folie | tloušťka | cca 0,055 mm | |

Rozměry/Množství : dle přílohy č. 1.

Barva : Modrá

Cena : Zájemce vyplní ceny za každou položku (cena za 1 list/folii bez DPH) v Příloze č.1 k ZD a poté vloží celkovou cenu za všechny položky jako nabídku. Vyplněná Příloha č.1 musí být přiložena k nabídce, jinak nabídka nebude akceptována.

V rámci VŘ bezplatné zapůjčení, případné opravy a prvotní instalaci 16 ks gumových rámců pro lepidlé strhávací rohože 115x90 cm. Pryžový rám s nájezdovými hranami, s prohlubní a pevnou spodní deskou, do které se vsadí rohož velikosti 115x90 cm. (nejedná se pouze o rámeček!). Neklouzavý podklad udržuje rám v stabilní pozici. Gumové rámy jsou využívány pro místa, kde rohože nemohou být nalepeny na zem nebo tam, kde je třeba přemísťovat rohož v průběhu nalepení. Gumový rám lze čistit běžnými čistícími prostředky. Výška : Minim 2 mm/ Maxim 5 mm.

