

Objednávka zboží číslo: 2603037S1

Datum vystavení: 17.4.2026

OBJEDNAVATEL:IČ: 00023736
DIČ: CZ00023736
Banka: ČNB
Číslo účtu: 31438021/0710
Jsme plátcí DPH.**DODAVATEL:**I.T.A.-Intertact s.r.o.
Revoluční 1546/24
110 00 Praha - Nové Město
IČ: 65408781
DIČ: CZ65408781Vyřizuje: Telefon: Mobil: E-mail: Útvar: **Zakázka č:** Měna: 1 /

Mn.	MJ	Název zboží	Jednotková cena	Cena základ	DPH [%]	DPH celkem	Cena celkem
ks		FITC anti-human CD3 100 testů, výrobce SONY <i>Katalogové číslo: 2324020</i>					
ks		Brilliant Violet 421 anti-human CD5 100 testů, výrobce SONY <i>Katalogové číslo: 2103130</i>					
ks		FITC anti-human CD5 100 testů, výrobce SONY <i>Katalogové číslo: 2420110</i>					
ks		APC/Cyanine7 anti-human CD10 100 testů, výrobce SONY <i>Katalogové číslo: 2161060</i>					
ks		PE/Cyanine7 anti-human CD10 100 testů, výrobce SONY <i>Katalogové číslo: 2161070</i>					
ks		Brilliant Violet 711 anti-human CD11b 100 testů, výrobce SONY <i>Katalogové číslo: 2106720</i>					
ks		Brilliant Violet 421 anti-human CD13 100 testů, výrobce SONY <i>Katalogové číslo: 2108580</i>					
ks		APC/Cyanine7 anti-human CD14 100 testů, výrobce SONY <i>Katalogové číslo: 2228100</i>					
ks		Brilliant Violet 650 anti-human CD14 100 testů, výrobce SONY <i>Katalogové číslo: 2109180</i>					
ks		FITC anti-human CD15 (SSEA-1) 100 testů, výrobce SONY <i>Katalogové číslo: 2573530</i>					
ks		APC anti-human CD19 100 testů, výrobce SONY <i>Katalogové číslo: 2415030</i>					
ks		APC/Cyanine7 anti-human CD19 100 testů, výrobce SONY <i>Katalogové číslo: 2415050</i>					
ks		PerCP/Cyanine5.5 anti-human CD19 100 testů, výrobce SONY <i>Katalogové číslo: 2415080</i>					
ks		PE anti-human CD22, SONY 100 testů, výrobce SONY <i>Katalogové číslo: 2417520</i>					
ks		APC/Cyanine7 anti-human CD25 100 testů, výrobce SONY <i>Katalogové číslo: 2113070</i>					
ks		Brilliant Violet 421 anti-human CD25 100 testů, výrobce SONY <i>Katalogové číslo: 2113150</i>					
ks		PerCP/Cyanine5.5 anti-human CD34 100 testů, výrobce SONY <i>Katalogové číslo: 2317610</i>					
ks		FITC anti-human CD36 100 testů, výrobce SONY <i>Katalogové číslo: 2281020</i>					
ks		Alexa Fluor 647 anti-human CD38 100 testů, výrobce SONY <i>Katalogové číslo: 2117570</i>					

ks	Brilliant Violet 421 anti-human CD38	100 testů, výrobce SONY		
	<i>Katalogové číslo: 2117630</i>			
ks	APC/Cyanine7 anti-human CD45	100 testů, výrobce SONY		
	<i>Katalogové číslo: 2442580</i>			
ks	Brilliant Violet 510 anti-human CD45	100 testů, výrobce SONY		
	<i>Katalogové číslo: 2120180</i>			
ks	FITC anti-human CD45	100 testů, výrobce SONY		
	<i>Katalogové číslo: 2442540</i>			
ks	PE/Cyanine7 anti-human CD48	100 testů, výrobce SONY		
	<i>Katalogové číslo: 2283590</i>			
ks	Brilliant Violet 785 anti-human CD56 (NCAM)	100 testů, výrobce SONY		
	<i>Katalogové číslo: 2412750</i>			
ks	PE anti-human CD56 (NCAM)	100 testů, výrobce SONY		
	<i>Katalogové číslo: 2191530</i>			
ks	Brilliant Violet 605 anti-human CD64	100 testů, výrobce SONY		
	<i>Katalogové číslo: 2125170</i>			
ks	FITC anti-human CD81 (TAPA-1)	100 testů, výrobce SONY		
	<i>Katalogové číslo: 2347520</i>			
ks	PE/Cyanine7 anti-human CD117 (c-kit)	100 testů, výrobce SONY		
	<i>Katalogové číslo: 2166060</i>			
ks	PE anti-human CD123	100 testů, výrobce SONY		
	<i>Katalogové číslo: 2130030</i>			
ks	Brilliant Violet 421 anti-human CD185,CXCR5	100 testů, výrobce SONY		
	<i>Katalogové číslo: 2384600</i>			
ks	APC/Cyanine7 anti-human HLA-DR	100 testů, výrobce SONY		
	<i>Katalogové číslo: 2138090</i>			
ks	Brilliant Violet 421 anti-human HLA-DR	100 testů, výrobce SONY		
	<i>Katalogové číslo: 2138180</i>			
ks	RBC Lysis Buffer (10X)	100 mL, výrobce SONY		
	<i>Katalogové číslo: 2701505</i>			
ks	PE/Cyanine7 anti-human ROR1	100 testů, výrobce SONY		
	<i>Katalogové číslo: 2389040</i>			

Celkem:	498 580,00	104 701,80	603 281,80
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Poznámka:

PODMÍNKY FAKTURACE: Číslo objednávky (objednávek) nebo smlouvy (smluv) musí být uvedeno v dodacím listu, nákladním listu i na faktuře.
Na faktuře musí být rozepsány částky po položkách s uvedením jednotlivých zakázkových čísel.
Nebudou-li tyto podmínky splněny, bude faktura vrácena zpět dodavateli k doplnění.
Faktura bude uhrazena až po doplnění z Vaší strany. Termín splatnosti 30 dnů od data obdržení faktury.