

Dodatek č. 1
ke kupní smlouvě číslo 0868/16/04/SZM
na základě výsledků VZ č 507118

I.
Smluvní strany

1. Boston Scientific Česká republika s.r.o.

se sídlem: Karla Engliše 3219/4, 150 00 Praha 5

zastoupená: Ing. Michaelou Škoda Luftovou, prokuristkou

bankovní spojení: Deutsche Bank, organizační složka, Praha 1

číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 25635972

DIČ: CZ25635972

(dále jen „prodávající“)

2. Fakultní nemocnice Plzeň

se sídlem Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň, 305 99

zastoupená: MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem FN

bankovní spojení: Česká národní banka, Plzeň

číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 00669806

DIČ: CZ00669806

II.
Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 ke kupní smlouvě.
2. Dosavadní příloha č. 1 kupní smlouvy bude nahrazena přílohou č. 1 tohoto dodatku. Na základě Článku II, bodu 5 kupní smlouvy dochází k doplnění sortimentu o materiál Adapt v podskupině 2.6.2, cena zůstává nezměněna.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
4. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

V Plzni dne

Konsignant:

Boston Scientific Česká republika s.r.o.

Konsignatář:

Fakultní nemocnice Plzeň

Ing. Michaela Škoda Luftová
prokuristka

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel FN Plzeň

Příloha č.1

Katalogové číslo	Popis materiálu	Ks
H74937917415150	Model-Vascular SM, PMTD 4.0x15x150cm	3
H74937917415900	Model-Vascular SM, PMTD 4.0x15x90cm	1
H74937917515900	Model-Vascular SM, PMTD 5.0x15x90cm	3
H74937917614900	Model-Vascular Sm, PMTD 6.0x14x90 cm	6
H74937917715900	Model-Vascular SM, PMTD 7.0x15x90cm	3
H74937918419150	Model-Vascular SM, PMTD 4.0x19x150cm	1
H74937918419900	Model-Vascular SM, PMTD 4.0x19x90cm	1
H74937918519900	Model-Vascular SM, PMTD 5.0x19x90cm	2
H74937918618900	Model-Vascular Sm, PMTD 6.0x18x90 cm	3
H74937918719900	Model-Vascular SM, PMTD 7.0x19x90cm	2
H74938162102070	Express-Vascular LD, Pmtd, 10.0x30x75cm	3
H74938162104070	Express-Vascular LD, Pmtd, 10.0x40x75cm	3
H74938162120130	Express-Vascular LD Pmtd 10.0x30x135 cm	3
H74938162620130	Express-Vascular LD Pmtd 6.0x20x135 cm	2
H74938162620750	Express-Vascular LD Pmtd 6.0x20x75cm	1
H74938162630130	Express-Vascular LD Pmtd 6.0x30x135cm	2
H74938162630750	Express-Vascular LD Pmtd, 6.0x30x75cm	1
H74938162640130	Express-Vascular LD Pmtd 6.0x40x135 cm	2
H74938162640750	Express-Vascular LD, Pmtd, 6.0x40x75cm	1
H74938162660750	Express-Vascular LD, Pmtd, 6.0x60x75cm	1
H74938162720130	Express-Vascular LD Pmtd 7.0x20x135 cm	2
H74938162720750	Express-Vascular LD, Pmtd, 7.0x20x75cm	2
H74938162730130	Express Vascular LD,Pmtd 7.0x30x135cm	2
H74938162730750	Express-Vascular LD, Pmtd, 7.0x30x75cm	4
H74938162740750	Express-Vascular LD, Pmtd, 7.0x40x75cm	3
H74938162760750	Express-Vascular LD, Pmtd, 7.0x60x75cm	1
H74938162820130	Express-Vascular LD Pmtd 8.0x20x135 cm	2
H74938162820750	Express-Vascular LD, Pmtd, 8.0x20x75cm	2
H74938162830130	Express-Vascular LD, Pmtd 8.0x30x135cm	4
H74938162830750	Express-Vascular LD, Pmtd, 8.0x30x75cm	4
H74938162840750	Express-Vascular LD, Pmtd, 8.0x40x75cm	5
H74938162860750	Express-Vascular LD, Pmtd, 8.0x60x75cm	2
H74938162920130	Express-Vascular LD Pmtd 9.0x30x135 cm	2
H74938162920750	Express-Vascular LD, Pmtd, 9.0x30x75cm	1
H74938162940750	Express-Vascular LD, Pmtd, 9.0x40x75cm	3
H74939031304010	FG STERLING MR, 3.0mmX40mmX135cm (4F)	2
H74939031306010	FG STERLING MR, 3.0mmX60mmX135cm (4F)	2
H74939031502010	FG STERLING MR, 5.0mmX20mmX135cm (4F)	1
H74939031504010	FG STERLING MR, 5.0mmX40mmX135cm (4F)	2
H74939031506010	FG STERLING MR, 5.0mmX60mmX135cm (4F)	3

H74939032401010	F/G Sterling OTW 4.0 x 100/135 (4F)	2
H74939032404010	F/G Sterling OTW 4.0 x 40/135 (4F)	4
H74939032406010	F/G Sterling OTW 4.0 x 60/135 (4F)	3
H74939032408010	F/G Sterling OTW 4.0 x 80/135 (4F)	2
H74939148208010	Sterling SL OTW 2 x 80 x 150	4
H74939148251010	Sterling SL OTW 2.5 x 100 x 150	5
H74939148251510	Sterling SL OTW 2.5 x 150 x 150	5
H74939148301010	Sterling SL OTW 3 x 100 x 150	5
H74939148301090	Sterling SL OTW 3 x 100 x 90	3
H74939148301210	Sterling SL OTW 3 x 120 x 150	5
H74939148301290	Sterling SL OTW 3 x 120 x 90	2
H74939148301510	Sterling SL OTW 3 x 150 x 150	5
H74939148301590	Sterling SL OTW 3 x 150 x 90	4
H74939148308090	Sterling SL OTW 3 x 80 x 90	2
H74939148351010	Sterling SL OTW 3.5 x 100 x 150	1
H74939148351090	Sterling SL OTW 3.5 x 100 x 90	2
H74939148401010	Sterling SL OTW 4 x 100 x 150	1
H74939148401510	Sterling SL OTW 4 x 150 x 150	2
H965SCH647010	CAROTID WALLSTENT MONORAIL 6.0-22	1
H965SCH647070	CAROTID WALLSTENT MONORAIL 8.0-21	4
H965SCH647080	CAROTID WALLSTENT MONORAIL 8.0-29	4
H965SCH647120	CAROTID WALLSTENT MONORAIL 10.0-24	4
H965SCH647130	CAROTID WALLSTENT MONORAIL 10.0-31	3
M001151062	ENCORE 26 MEDI BX 5 15106	9
M0013894030200	USSV/3.0-2.0/1.8T/143	2
M0013895040200	USSV/4.0-2.0/3.1T/153	3
M0013895050200	USSV/5.0-2.0/3.1T/153	8
M0013895060200	USSV/6.0-2.0/3.4T/153	4
M0013895070200	USSV/7.0-2.0/3.4T/153	2
M0013899040200	USSV/4.0-2.0/3.1T/93	1
M0013899060200	USSV/6.0-2.0/3.4T/93	1
M0013899070200	USSV/7.0-2.0/3.4T/93	1
M001731010	WALLSTENT UNI 5 x 20mm x 160	1
M001731080	WALLSTENT UNI 6 x 20mm x 100cm	1
M001731090	WALLSTENT UNI 6 x 20mm x 160	1
M001731110	WALLSTENT UNI 6 x 45mm x 160cm	1
M001731130	WALLSTENT UNI 6 x 60mm x 160cm	1
M001731160	WALLSTENT UNI 7 x 20mm x 100cm	1
M001731170	WALLSTENT UNI 7 x 20mm x 160	1
M001731250	WALLSTENT UNI 8 x 20mm x 160cm	1
M001731270	WALLSTENT UNI 8 x 40mm x 160cm	1
M001731290	WALLSTENT UNI 8 x 60mm x 160cm	2
M001731340	WALLSTENT UNI 10 x 42mm x 100cm	2
M001731360	WALLSTENT UNI 10 x 68mm x 100cm	1
M001731440	WALLSTENT UNI 12 x 60mm x 100cm	1

M001731490	WALLSTENT UNI 14 x 40mm x 100cm	1
M001731500	WALLSTENT UNI 14 x 60mm x 100cm	1
M001731530	WALLSTENT UNI 16 x 40mm x 100cm	1
M001731540	WALLSTENT UNI 16 x 60mm x 100cm	1
M001731550	WALLSTENT UNI 16 x 90mm x 100cm	1
M001731570	WALLSTENT UNI 18 x 60mm x 100cm	1
H74939171030340	Mustang 3.0 x 30, 40cm	2
H74939171030370	Mustang 3.0 x 30, 75cm	2
H74939171030410	Mustang 3.0 x 40, 135cm	2
H74939171030440	Mustang 3.0 x 40, 40cm	2
H74939171030470	Mustang 3.0 x 40, 75cm	2
H74939171030610	Mustang 3.0 x 60, 135cm	2
H74939171030640	Mustang 3.0 x 60, 40cm	2
H74939171030670	Mustang 3.0 x 60, 75cm	2
H74939171030810	Mustang 3.0 x 80, 135cm	2
H74939186250810	COYOTE, 2.5MM X 80MM X 150CM, OTW	2
H74939186250890	COYOTE, 2.5MM X 80MM X 90CM, OTW	2
H74939186251010	COYOTE, 2.5MM X 100MM X 150CM, OTW	2
H74939186251090	COYOTE, 2.5MM X 100MM X 90CM, OTW	2
H74939186251210	COYOTE, 2.5MM X 120MM X 150CM, OTW	2
H74939186251290	COYOTE, 2.5MM X 120MM X 90CM, OTW	2
H74939186251510	COYOTE, 2.5MM X 150MM X 150CM, OTW	2
H74939186251590	COYOTE, 2.5MM X 150MM X 90CM, OTW	2
H74939186252210	COYOTE, 2.5MM X 220MM X 150CM, OTW	2
H74939186252290	COYOTE, 2.5MM X 220MM X 90CM, OTW	2
H74939219400610	Ranger DCB OTW 4.0 mm x 60 mm, 135 cm	2
H74939219400680	Ranger DCB OTW 4.0 mm x 60 mm, 80 cm	2
H74939219400810	PI DEB ATK 4.0 x 80, 135cm	2
H74939219400880	Ranger DCB OTW 4.0 mm x 80 mm, 80 cm	2
H74939219401010	PI DEB ATK 4.0 x 100, 135cm	2
H74939219401080	Ranger DCB OTW 4.0 mm x 100 mm, 80 cm	2
H74939219500310	Ranger DCB OTW 5.0 mm x 30 mm, 135 cm	2
H74939219500380	Ranger DCB OTW 5.0 mm x 30 mm, 80 cm	2
H74939219500410	Ranger DCB OTW 5.0 mm x 40 mm, 135 cm	2
H74939054075070	Epic Vascular Stent 7x50x75	2
H74939054076020	Epic Vas 7x60x120	2
H74939054076070	Epic Vascular Stent 7x60x75	2
H74939054077020	Epic Vas 7x70x120	2
H74939054077070	Epic Vascular Stent 7x70x135	2
H74939054078020	Epic Vas 7x79x120	2
H74939054078070	Epic Vascular Stent 7x80x75	2
H74939054081020	Epic Vas 8x100x120	2
H74939054081070	Epic Vascular Stent 8x100x75	2
H74939054081220	Epic Vascular Stent 8x120x120	2
H74939180060270	INNOVA-EU 6x20x75	2

H74939180061070	INNOVA-EU 6x100x75	2
H74939180061270	INNOVA-EU 6x119x75	2
H74939180061570	INNOVA-EU 6x150x75	2
H74939180061870	INNOVA-EU 6x180x75	2
H74939180062070	INNOVA-EU 6x201x75	2
H74939180064070	INNOVA-EU 6x39x75	2
H74939180066070	INNOVA-EU 6x60x75	2
H74939180068070	INNOVA-EU 6x79x75	2
H74939180070270	INNOVA-EU 7x20x75	2
H74937917515900	Model-Vascular SM, PMTD 5.0x15x90cm	2
H74937917614150	Model-Vascular Sm, 6.0x14x150 cm	2
H74937917614900	Model-Vascular Sm, 6.0x14x90 cm	2
H74937917715150	Model-Vascular SM, PMTD 7.0x15x150cm	2
H74937917715900	Model-Vascular SM, PMTD 7.0x15x90cm	2
H74937918419150	Model-Vascular SM, PMTD 4.0x19x150cm	2
H74937918419900	Model-Vascular SM, PMTD 4.0x19x90cm	2
M001552000	F/G ADAPT SDS, OUS 20mm	2
M001552020	F/G ADAPT SDS, OUS 30mm	2
M001552040	F/G ADAPT SDS, OUS 40mm	2