

PRODEJNÍ NABÍDKA

18NA01559

Dodavatel:

LABICOM s.r.o.

Šlechtitelů 920/19

VTP UP Olomouc

77900 Olomouc

Tel.: [REDACTED]

Fax.: [REDACTED]

IČ: 25876856

DIČ: CZ25876856

Registrace:

Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23966

se sídlem Šlechtitelů 920/19, 77900 Olomouc

http://www.labicom.cz, e-mail: [REDACTED]



Platnost do: 8.6.2018

Měna: Kč

Zpracoval/a: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Odběratel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta

Katedra analytické chemie

17. listopadu 12

77146 Olomouc

Konečný příjemce:

Univerzita Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta

Katedra analytické chemie

17. listopadu 12

77146 Olomouc

Česká republika

Nedílnou a samostatnou součástí této nabídky jsou „Obchodní podmínky LABICOM s.r.o.“,
https://www.labicom.cz/obchodni_podminky

Č. produktu	Popis	Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva %	Celková cena	DPH %
0030 000.765	Špičky Eppendorf 1 - 10 ml, 200 ks, 165 mm	1	ks	1 240,00		1 240,00	21
0030 000.919	Špičky Eppendorf orig., 50-1000ul, 2 x 500ks	5	ks	880,00		4 400,00	21
0030 000.870	Špičky Eppendorf orig., 2-200ul, 2 x 500ks	10	ks	880,00		8 800,00	21
5182-0567	Vial,crimp/snap,1mL,PP,100PK	5	ks	546,00	20	2 184,00	21
5042-6491	Snap caps, polyurethane 500/pk	3	ks	1 554,00	20	3 729,60	21
9301-0978	Vial,crimp/snap,250uL,PP,cert,1000CS	1	ks	7 186,00	20	5 748,80	21
G1969-85000	ESI-L Low Concentration Tuning Mix 100ml	1	ks	6 025,00	20	4 820,00	21
RMSN-4	Big Universal Trap, 1/4i fttgs, Nitrogen	1	ks	8 299,00	20	6 639,20	21
5181-8836	Capillary tubing cutter, 4/PK	2	ks	472,00	20	755,20	21
2140-0585	Deuterium lamp, G1600 CE detector	1	ks	14 537,00		14 537,00	21
2140-0585	Deuterium lamp, G1600 CE detector	1	ks	18 171,00	20	14 536,80	21
G1600-67219	PVA CE cap for MS, 50um, 125 cm tot.1.	1	ks	9 291,00	20	7 432,80	21

Cena (bez DPH)	86 285,00 Kč
Sleva (bez DPH)	11 461,60 Kč
Cena po slevě (bez DPH)	74 823,40 Kč
DPH	15 712,91
Výsledná cena s DPH	90 536,31 Kč

Vypracoval/a:

[REDACTED] 9.5.2018

LABICOM s.r.o.

Objednávky posílejte na adresu: [REDACTED]