

Anesteziologický přístroj **PERSEUS** nabízí nejvyšší stupeň integrace. Ventilační křivky, smyčky plicní mechaniky, analýza anesteziologických plynů - vše přehledně zobrazeno na jednom displeji s možností uložit a zpětně vyvolat více rozložení.

Možnost upevnění perfuzorů dle potřeb uživatele. Nekonečné množství kombinací rozvržení pro zajištění ergonomie dle zvyklostí každého pracoviště. Umístění monitoru vitálních funkcí, displeje uživatelského rozhraní, PC pro přístup do NIS apod. záleží pouze na Vás.



Nová éra ventilace v anestezii

O2 Preview - dle aktuálního nastavení zobrazí vývoj koncentrace O₂ s přihlédnutím k metabolické spotřebě pacienta

Ekonometr vč. trendu

- zaznamenává vývoj nastavení a využití čerstvé směsi

LowFlow Wizard

- zobrazuje online aktuální spotřebu čerstvé směsi s přihlédnutím k metabolické spotřebě O₂ a anestetika, úniků patientských i systémových a aktuální rychlosti absorpce CO₂ a porovnává s aktuálním nastavením pro rychlou orientaci uživatele

Vapor View - elektronická detekce použitého anestetika, záznam a zobrazení aktuálního nastavení a indikace stavu naplnění na displeji přístroje

Možnost rozšíření o nadstandardní ventilační režimy PSV a/nebo APRV