




Hohl děložní manipulátor je speciálně vyvinut pro použití pro hysterektomii (TLH). Manipulátor může být bezpečně připevněn k děloze díky použití speciálního spirálního insertu. Může být úzce spojen s cervikálním kanálem a tím poskytuje správné množství napětí na děloze a udržuje bezpečnou vzdálenost od močového měchýře. K dispozici jsou spirální inserty v různých velikostech pro prevenci proti krvácení děložního čípku.



- Hohl manipulátor je vysoce odolný
- každý komponent instrumentu lze objednat jednotlivě
- nástroj je kompletně celý autoklavovatelný
- fixace pomocí keramického kloboučku s možností výměny pracovní části na spirální insert, atraumatický insert či pracovní insert
- požadované velikosti keramických kloboučků : průměr 40 mm, délka 30 mm, průměr 35 mm, délka 30 mm, průměr 32 mm, délka 30 mm
- požadované rozměry spirálních insertů : průměr 20 mm, průměr 15 mm
- požadované rozměry pracovního insertu: průměr 6 mm, délka 60 mm, průměr 6 mm, délka 80 mm, průměr 6 mm, délka 100 mm



**Sterilizační kontejner ERMIS**  
Víko, 585x278 mm, modré



**Sterilizační kontejner, 585x274x123 mm**